

Диагностический реагент Dialab Цинк 5-Br-PAPS

ИМ-7.108243 до 06.02.2025

реагенты, система открытая, электролиты, цинк,
метод определения колориметрический, конечной
точки, возрастающей реакции, Br-PAPS., объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	электролиты
Параметр определения	цинк
Метод	колориметрический, конечной точки, возрастающей реакции, Br-PAPS.
Материал исследования	моча / плазма крови / сыворотка крови
Объем	25 мл
Состав набора	5×25 ml

Дополнительные характеристики

Цинк / Zinc, 5-Br-PAPS

Диагностический реагент для количественного in vitro определения цинка в сыворотке, плазме или моче с использованием фотометрических систем.

Метод теста - колориметрический, конечной точки, возрастающей реакции, Br-PAPS.