

## Установка офтальмологическая хирургическая Infiniti Vision System

ИМ-7.5390/2002

режимы работы аспирация / биполярная коагуляция / гидромониторная факоэмульсификация / ирригация / передняя витрэктомия / факоэмульсификация, вакуум не менее 0-650 мм.рт.ст, с пультом дистанционного управления

ALCON Laboratories Inc., США



### Характеристики

---

Режимы работы	аспирация / биполярная коагуляция / гидромониторная факоэмульсификация / ирригация / передняя витрэктомия / факоэмульсификация
Скорость передней витрэктомии	2500 резов/мин
Скорость пневматических ножниц	0 - 450 резов/мин
Инфузионное давление	0-120 мм.рт.ст
Вакуум	0-650 мм.рт.ст
Частота факоэмульсификации	34 - 42 кГц
Ход ультразвуковой иглы	0 - 88.9±27 мкм
Дисплей	сенсорный
Имплантация интраокулярных линз	Да
Педаль управления	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Управление высотой расположения емкости с раствором ирригации	Да
Управление потоками жидкостей	Да

### Дополнительные характеристики

---

Система «Infiniti» (Alcon) прекрасно зарекомендовала себя для проведения микрохирургических вмешательств, особенно операции по удалению пораженного катарактой хрусталика – факоэмульсификации.