


01/1 КОНТУРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ

При изготовлении контуров дыхательных могут использоваться трубки в следующих исполнениях:


КОНФИГУРИРУЕМАЯ ГОФРИРОВАННАЯ

- ☑️ Меньший объем при хранении и транспортировке
- ☑️ Регулируемая длина и объем мертвого пространства контура
- ☑️ Устойчивость к перегибам
- ☑️ Высокая прочность



НЕКОНФИГУРИРУЕМАЯ ГОФРИРОВАННАЯ

- ☑️ Мягкая и гибкая
- ☑️ Малый вес
- ☑️ Экономичный вариант



КОНФИГУРИРУЕМАЯ / НЕКОНФИГУРИРУЕМАЯ ГОФРИРОВАННАЯ АНТИМИКРОБНАЯ

- ☑️ Препятствуют размножению болезнетворных бактерий благодаря добавлению в материал активных ионов серебра
- ☑️ Существенное снижение внутрибольничной инфекции



ГЛАДКОСТВОЛЬНАЯ

- ☑️ Низкое сопротивление потоку
- ☑️ Высокая прочность за счет армированной поверхности
- ☑️ Гладкая внутренняя поверхность предотвращает образование конденсата
- ☑️ Устойчивость к перегибам
- ☑️ Прозрачность

