


ИНТРОДЬЮСЕР

Набор для установки и замены катетеров и внутрисосудистых электродов с гемостатическим клапаном



Элементы набора:

Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Проводник
Дилататор

Кат. №	Размер / длина интродьюсера	Цвет коннектора	Размер дилататора	Длина иглы	Проводник размер / длина / тип
INT3F	3F / 60 мм	белый	3F	21G	.018" / 35 см / Прямой
INT4F	4F / 70 мм	красный	4F	19G	.022" / 40 см / "J"
INT5F	5F / 110 мм	серый	5F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT6F	6F / 110 мм	зелёный	6F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT7F	7F / 110 мм	оранжевый	7F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT8F	8F / 110 мм	голубой	8F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT9F	9F / 110 мм	чёрный	9F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT10F	10F / 110 мм	белый	10F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT12F	12F / 120 мм	голубой	12F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT14F	14F / 120 мм	голубой	14F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT16F	16F / 120 мм	голубой	16F	18G	.035" / 40 см / "J"

Интродьюсер для введения и замены катетеров и внутрисосудистых электродов с гемостатическим клапаном, позволяющим избежать аспирацию воздуха и кровопотерю во время манипуляции. Дополнительный боковой порт может быть использован как вторая инфузионная линия. Кроме основной версии, интродьюсер может также производиться без клапана.

Примерный номер по каталогу: INT10F.

По специальному заказу возможно изготовление интродьюсеров с рентгеноконтрастными маркерами.

Каталожный номер модели:

INT8FM - интродьюсер с маркером.