

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ И ВАКУУМА

БЛОК РОЗЕТКИ

(с боковым держателем шланга)



Описание

Блок розетки линии клапанов LEAF подходит для всех розеток всех стандартов: NF-S 90-116, BS 5682, DIN 13260-2 и SS 8752430. Простая установка и быстрое обслуживание. Блок регулируется в 6 позициях благодаря наличию 6 отверстий для крепления. После фиксации блока розетку можно повернуть в нужное положение. Держатель шланга находится на боковой стороне блока розетки.

Нормативы

UNI EN ISO 9170-1:2008 | UNI EN ISO 9170-2:2008 | UNI CEI EN ISO 13485:2016 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001:2012

Компоненты

Гнездо и основание из химически никелированной латуни CW614N.

Кольцевая гайка и опорный соединительный фланец из ABS.


Пружины из нержавеющей стали.

Кольцо круглого сечения VITON для кислорода, кольцо круглого сечения NBR для других газов.

Технические данные

КОД	ГАЗ	Ø ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА
HP300A4SH	AIR 400	Ø 6 мм
HP300A8SH	AIR 800	Ø 6 мм
HP300CDSH	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ	Ø 6 мм
ХП300М1Ш	СМЕСЬ O2/N2O	Ø 6 мм
HP300N4SH	АЗОТ	Ø 6 мм
HP300NOSH	ЗАКИСЬ АЗОТА	Ø 6 мм
HP300OXSH	КИСЛОРОД	Ø 6 мм
HP300VASH	ВАКУУМ	Ø 6 мм

Технический чертёж



ООО «Флоумедиал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65 www.flowmedical.by E-mail: info@flowmedical.by