

# Индукторы для аппарата ОртоСПОК



## СПОК ИК

Индуктор кистевой СПОК ИК используется для лечения заболеваний кисти рук. Индуктор выполнен в виде манжета, в который помещается кисть.



## СПОК ИС

Индуктор суставной СПОК ИС используется для лечения заболеваний суставов и воздействия на весь позвоночный столб. Индуктор выполнен в виде широкого манжета, который накладывают на суставы и пристегивают фиксаторами.



## СПОК ИП

Индуктор поясничный СПОК ИП используется для лечения заболеваний поясничного отдела позвоночника. Индуктор выполнен в виде пояса, который накладывается на поясничную область и пристегивается при помощи фиксаторов.



## «ДиабСПОК»

Индуктор "ДиабСПОК" – предназначен для лечения синдрома диабетической стопы и при лечении заболеваний нижних конечностей. Индуктор выполнен в виде «сапожка», в который помещается нога и пристегивается фиксаторами.



## «НефрСПОК»

Индуктор НефрСПОК используется в лечении заболеваний внутренних органов: печени, почек, желудка, селезенки и др. Индуктор выполнен в виде плоской «накладки», которая располагается на зону воздействия.



## «НеврСПОК»

Индуктор НеврСПОК используется для лечения и профилактики заболеваний мочеполовой сферы: хронического простатита, импотенции, женских воспалительных заболеваний. Индуктор выполнен в виде седла к велотренажеру. Воздействие происходит в процессе вращения педалей велотренажера.

| Тип индуктора                         | Длина,<br>мм | Ширина,<br>мм | Высота (диаметр),<br>мм | Магнитная индукция,<br>мТл | Масса,<br>кг |
|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| Электронный блок ОртоСПОК<br>(мод.1)  | 556          | 420           | 220                     |                            | 20           |
| Электронный блок ОртоСПОК<br>(мод. 2) | 235          | 170           | 105                     |                            | 3,5          |
| СПОК ИП                               | 430          | 180           | 80                      | 25±5                       | 0,9±0,1      |
| СПОК ИК                               | 250          | 100           | 100                     | 30±6                       | 1,2±0,2      |
| СПОК ИС                               | 470          | 180           | 80                      | 30±6                       | 1,8±0,2      |
| ДиабСПОК                              | 390          | 160           | 360                     | 20±4                       | 1,8±0,3      |
| НеврСПОК                              | 330          | 165           | 100                     | 20±4                       | 1,8±0,5      |
| НефрСПОК                              | 320          | 160           | 100                     | 20±6                       | 1,8±0,2      |