

Комплекующие к видеоларингоскопам Airtraq, производства Airtraq Prodol Meditec S. A.

Док-станция Airtraq Avant / Docking Station (A-590)

- перезарядка батареи;
- отображение срока службы оптики;
- может также использоваться для зарядки Airtraq Wi-Fi камеры.



Камера эндоскопа / Endo Cam

- Еуесир, поставляемый с каждым видеоларингоскопом Airtraq подходит к большинству HD камер эндоскопов доступных в операционной.



Камера Wi-Fi Airtraq / Wi-Fi Camera (A-390)

- опция видеозаписи;
- передача по Wi-Fi на ПК или мобильный девайс;
- поворот изображения во время интубации в - любом положении;
- вес порядка 110 г;
- встроенный сенсорный дисплей 2.8" с возможностью вращения изображения на 180°;
- батарея с полным зарядом на 240 минут.



Адаптер для смартфонов универсальный Airtraq / Phone Adapter (A-309)

- универсальный адаптер совместим с большинством смартфонов;
- бесплатное приложение Airtraq Mobile для iPhone и Android.

