



# Комплект поставки


Блок управления



Блок контроля



Нагнетательная трубка в сборе



Нагнетательная трубка в сборе состоит из (слева – направо):


- датчика давления с установленной силиконовой мембраной;
- трубки бесцветной прозрачной (8×12 мм, длиной 185 мм);
- штуцера нагнетательной трубки.

Нагнетательная трубка поставляется в собранном виде.

Педаля \*




Кабель сетевой




Кабель сигнальный



Вставка плавкая, ВП1-3,15А-250 (2 шт).




Тройник (2 шт).



Зажим «SQUEEZE-FIX» (4 шт).



Иглы для забора стерильного раствора (2 шт).



## Трубки силиконовые медицинские одноканальные

Трубка бесцветная прозрачная (5×8 мм, 2 м)



Трубка красная прозрачная (4×7 мм, 200 мм) (2 шт).




Трубка красная прозрачная (6×9 мм, 2 м)



Трубка бесцветная прозрачная (5×8 мм, 200 мм) (2 шт).




Трубка красная прозрачная (3×6 мм, 3 м)



Трубка синяя прозрачная (5×8 мм, 3 м)




Трубки силиконовые медицинские поставляются в свернутом виде упакованными в пакет.




Стерильная ёмкость для подачи раствора (2 шт).




Крышка для ёмкости подачи раствора (2 шт).




Ёмкость для сбора отработанной жидкости (2 шт).




Крышка для ёмкости сбора отработанной жидкости (2 шт).




Штатив для трубок



Штанга штатива (2 шт).



Зажим штатива (2 шт).



Канюля эндоскопическая LUER (2 шт).



Штатив для подвешиваемых ёмкостей подачи раствора.



Держатель флакона (2 шт).



Руководство по эксплуатации БИВФ.ГПОЗ РЭ




**Принадлежности, запасные части.**


Щетка ерш для чистки инструмента Ø 3 мм.



Щетка ерш для чистки инструмента Ø 5 мм.



Мембрана силиконовая для датчика давления (5 шт).



Трубка силиконовая бесцветная прозрачная (8×12 мм, 185 мм) (10 шт).



Поддон для сбора отработанной жидкости.



Паспорт БИВФ.ГПОЗ ПС



★ Поставляется по согласованию с заказчиком.