



Варианты комплектации контейнеров сетками

Контейнеры в сборе	Сетки			
	Внешний размер (длина × ширина × высота, мм) Внутренний размер (длина × ширина × высота, мм)			
 JN092 313 × 190 × 46 277 × 176 × 20	 JG381R 273 × 176 × 30 267 × 170 × 23 Сетка, 3 силиконовых держателя (JG391), крышка с ручкой	 JG383R 273 × 176 × 30 267 × 170 × 23 Сетка, 3 силиконовых держателя (JG391), крышка с ручкой	 JG389R 273 × 176 × 30 267 × 170 × 23 Сетка, 5 силиконовых держателей (2 × JG394, 2 × JG400, 1 × JG401), крышка с ручкой	
 JN094 313 × 190 × 65 277 × 176 × 39	 JF264R 273 × 176 × 41 258 × 170 × 34 Сетка без вставок, крышка с ручкой	 JG386R 273 × 176 × 41 267 × 170 × 34 Сетка без вставок, крышка с ручкой	 JG384R 273 × 176 × 41 267 × 170 × 34 Сетка, 3 силиконовых держателя (JG393), крышка с ручкой	 JG380R 273 × 84 × 41 267 × 78 × 34 Сетка, 3 силиконовых держателя (JG392), крышка с ручкой
 JN095 313 × 190 × 92 277 × 176 × 66	 JG285R 273 × 176 × 60 258 × 170 × 53 Сетка без вставок, крышка с ручкой			
 JN096 313 × 190 × 130 277 × 176 × 104	 JF282R 270 × 171 × 93 267 × 169 × 91 Сетка без крышки	 JF289R 273 × 176 × 16 Крышка для сетки JF282R		