

Передвижной штатив



Подходит для всех фиброоптических проекторов HEINE, а также проекторов других производителей.

Размеры: высота 900 мм, масса 3500 г.

Основание: ширина 180 мм, высота 150 мм, глубина 240 мм

- ⌘ 5 ножек с широким (60 см) основанием. Обеспечивают устойчивость.
- ⌘ 2 колесных тормоза. Надежно удерживают штатив на месте.

Передвижной штатив – без основания	Y-096.50.001
Передвижной штатив – с основанием	Y-096.50.002