

Совместимые роторы: **(в стандартную поставку не входят, также дополнительно заказываются подвесы, адаптеры, крышки):**

<i>Кат. номер</i>	<i>Тип ротора</i>	<i>Максимальная вместимость</i>	<i>Максимальное значение RPM, об/мин</i>	<i>Максимальное значение RCF, ×g</i>
11140С/А	угловой 30°	6 ×15 мл	6000	3341
11140С/В	угловой 30°	6 ×10 мл	6000	3341
11141С/А	угловой 30°	8 ×15 мл	6000	3341
11141С/В	угловой 30°	8 ×10 мл	6000	3341
11201	угловой 45°с крышкой	(2×4/2×8) ×0,2 мл ПЦР	6000	2254
11202	угловой 45° с крышкой	12 ×2,0 мл	6000	2616
11204	угловой 45°с крышкой	24 ×2,0 мл	6000	2616