

Перечень запасных частей и принадлежностей для СПВА-75-1-НН

Изображение	Наименование
	<p>Фильтр механической очистки косой 1/2 - 1шт.</p>
	<p>Контргайка 15-Ц ГОСТ8968-75 - 1шт.</p>
	<p>Штуцер с наружной резьбой 1/2 x18 - 1шт.</p>
	<p>Труба НКМР.723147.001-01 (или сгон 1/2 L=110мм) - 1шт.</p>



Ниппель НТЦ-438
- 1шт.



Сетка НКМР.752633.001
(к фильтру механической очистки)
- 1шт.



Мембрана НКМР.711111.014
(для узла блокировки НКМР.304274.005)
- 1шт.



Заглушка 1/2 с внутренней резьбой
- 1шт.



Прокладка НКМР.754152.010
(для обратного клапана)
- 4шт.



Прокладка НКМР.754152.002
(для монтажа мановакуумметров)
- 4шт.




Вставка плавкая ВПТ6-5
(в зависимости от комплектации)
1-2шт.)



Кольцо уплотнительное
НКМР.711111.008
- 1шт.



Воронка
(для залива воды)
- 1 шт.



Шланг ПВХ непрозрачный армированный
3/4 L=0/3м
(для слива воды из парогенератора)
- 1 шт.



Лента кассовая (чековая) ширина 56 мм,
максимальный диаметр рулона 34 мм
- 1 шт.(при комплектации печатающим
устройством)