


CanAg CA125 EIA

400-10



Стандартный онкомаркер рака яичников. Указывает на злокачественные заболевания яичков, матки (внутреннего слоя – эндометрия), молочной железы, поджелудочной железы (в комбинации с CA 19-9).

Повышенная концентрации CA 125 обнаруживается у женщин, больных эндометриозом (заболевание, при котором клетки, выстилающие внутреннюю поверхность матки, обнаруживаются в других частях организма). Физиологически наблюдается повышение при беременности и во время менструации.

Характеристики

Результат в течение:	4 часов
Предел обнаружения:	< 1.5 U/mL
Диапазон измерения:	1.5-500 U/mL
Объем пробы:	25 мкл
Температура инкубации:	20-25 °C
Детектирование:	405 / 620 нм

Информация для заказа

Кат № 400-10
CanAg CA125 EIA
На 96 определений

