


CanAg Free PSA EIA

350-10



Специфический антиген простаты (свободная фракция ПСА).
Используется для уточнения диагноза аденомы предстательной железы и простатита. При этом определяется не только общий ПСА, но и его свободная фракция (ПСА свободный) и соотношение ПСАсвоб/ПСАобщ. При онкологическом процессе этот показатель составляет менее 15%, при доброкачественном заболевании – более 15%.

Характеристики

Результат в течение: 2 часов
Предел обнаружения: < 0.03 мкг/л
Диапазон измерения: 0.03-10 мкг/л
Объем пробы: 50 мкл
Температура инкубации: 20-25 °С
Детектирование: 450 нм

Информация для заказа

Кат № 350-10
CanAg Free PSA EIA
На 96 определений

