

ОБЗОР СВОЙСТВ

	SAPHIRA 5	SAPHIRA 3
ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР		
Бесканальный процессор	●	●
Speech Cue Priority	●	●
частотная композиция	●	●
частотный диапазон	8 kHz	8 kHz
КОМФОРТ ПРОСЛУШИВАНИЯ		
адаптивная система подавления шума (ANR Plus)	3 ctr	2 ctr
Система подавления внезапных шумов	●	–
Адаптивная система подавления фидбека плюс	●	●
Монитор шума ветра	●	●
Менеджер тихих шумов	3 ctr	2 ctr
БИНА УРАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ		
Регулятор громкости, переключение программ	●	●
РАЗВЛЕЧЕНИЕ		
Программа живой музыки	●	–
Программа прослушивания в кинотеатре	●	–
РЕГУЛЯТОРЫ НАПРАВЛЕННОСТИ		
Фиксированная разнонаправленность	●	●
Фиксированная направленность	●	●
Адаптивная направленность	●	●
СВОЙСТВА ДЛЯ УДОБСТВА		
Клик ГР	●	●
Перевод в режим ожидания через кнопку переключения	●	●
Программируемая задержка включения	●	●
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ		
Программы Опции / Памяти	15/4	12/4
Datalogging	●	●
Datalearning	●	–
Целевые кривые, специфичные для каждого языка	●	●
REMfit™	●	●
Интерактивный пациент	●	●
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ/ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИИ)		
RS-N Дистанционное управление	●	●
Саундгейт (Блютуз)	●	●
Саундгейт Мик (с Саундгейт3)	●	●
ТВ/Телефон адаптер 2	●	●
ФМ/ПА адаптер (только CPx/CP)	●	●