

Совместимые роторы и адаптеры

Кат. номер	Тип	Мест	Объем	Угол	Скорость max	RCF max
2218-A	Угловой	12	1,5-2,0	45°	18000	25718
1195-A	Угловой, с биозащитой в соответствии с DIN EN 61010, section 2 - 020	24	0,4-2,0	45°	18000	31514
1189-A	Угловой, с биозащитой в соответствии с DIN EN 61010, section 2 - 020	30	0,4-2,0	45°	14000	21255
1158-L	Угловой, с биозащитой в соответствии с DIN EN 61010, section 2 - 020	48 (в 2 ряда)	1,5-2,0	45°	14000	21255
2219-A	Угловой, для криопробирок, в комплекте крышка E3243 (опционально крышка с биозащитой в соответствии с DIN EN 61010, section 2 – 020)	20	1,8	40°	14000	18407
1154-L	Откидной	24	1,5-2,0	90°	13000	18516
1161	Барабанный	6	0,4-2,0	90°	13000	14171
1160	Угловой	6	0,2	45°	14000	18845
1023	Гематокритный	24		90°	15000	21382