

**Совместимые роторы и адаптеры**  
(в стандартную поставку не входят)

| Тип ротора       | Тип адаптера | Мест | Объем, мл | Размеры/форм-фактор       | Макс. RCF |
|------------------|--------------|------|-----------|---------------------------|-----------|
| 1146<br>откидной | -            | 6    | 4         | круглодонные Ø10x88 мм    | 5071      |
|                  | -            |      | 4...5,5   | Ø15x75 мм д/крови/мочи    |           |
|                  | -            |      | 4,5...5   | Ø11x92 мм д/крови/мочи    |           |
|                  | -            |      | 4...7     | круглодонные Ø13x100 мм   |           |
|                  | -            |      | 4...9     | Ø13x90 мм д/крови/мочи    |           |
|                  | -            |      | 7,5-10    | Ø15/16x92 мм д/крови/мочи |           |
|                  | -            |      | 8,5...10  | круглодонные Ø16x100 мм   |           |
|                  | -            |      | 12        | круглодонные Ø17x102 мм   |           |
|                  | -            |      | 15        | круглодонные Ø17x100 мм   |           |
|                  | 1053         |      | 1,1-1,4   | Ø8x66 мм д/крови/мочи     | 4266      |
|                  |              |      | 2,6-3,4   | Ø13x65 мм д/крови/мочи    |           |
|                  |              |      | 2,7-3     | Ø11x66 мм д/крови/мочи    |           |
|                  |              |      | 5         | круглодонные Ø12x75 мм    | 4266      |
|                  |              |      |           | 1,6-5                     |           |
|                  | 1063         |      | 0,5       | круглодонные Ø10,7x36 мм  | 3059      |
|                  | 0767         |      | 4-7       | круглодонные Ø12x82 мм    | 4669      |
|                  |              |      | 6         | круглодонные Ø16x75 мм    |           |
| 1148<br>откидной | 1131-A       | 8    | 1,6-5     | круглодонные Ø13x75 мм    | 2 911     |
|                  |              |      | 2,6-3,4   | Ø13x65 мм д/крови/мочи    |           |
|                  |              |      | 2,7-3     | Ø11x66 мм д/крови/мочи    |           |
|                  |              |      | 5         | круглодонные Ø12x75 мм    |           |
|                  |              |      | 6         | круглодонные Ø12x82 мм    |           |
|                  | 1132-A       |      | 4-5,5     | Ø15x75 мм д/крови/мочи    |           |
|                  |              |      | 4-7       | Ø16x75 мм д/крови/мочи    |           |
|                  |              |      | 10        | круглодонные Ø17x70 мм    |           |
| 1142<br>откидной | 1127-A       | 12   | 1,6-5     | Ø13x75 мм д/крови/мочи    | 2 963     |
|                  |              |      | 2,7-3     | Ø11x66 мм д/крови/мочи    |           |
|                  |              |      | 2,6-3,4   | Ø13x65 мм д/крови/мочи    |           |
|                  |              |      | 5         | круглодонные Ø12x75 мм    |           |

|                 |        |    |         |                           |       |
|-----------------|--------|----|---------|---------------------------|-------|
| 1133<br>угловой | -      | 12 | 5       | круглодонные Ø12x75 мм    | 2 879 |
|                 | -      |    | 6       | круглодонные Ø12x82 мм    |       |
|                 | -      |    | 7       | круглодонные Ø12x100 мм   |       |
| 1137<br>угловой | -      | 6  | 50      | круглодонные Ø34x100 мм   | 4 025 |
|                 | 1631   |    | 15      | конические Ø17x98 мм      | 3 824 |
|                 | 1632   | 18 | 7       | круглодонные Ø12x100 мм   | 3 944 |
|                 | 1633   | 6  | 25      | круглодонные Ø24x100 мм   | 3 703 |
|                 |        |    | 30      | круглодонные Ø26x95 мм    |       |
|                 | 1634   |    | 50      | круглодонные Ø29x107 мм   | 3 904 |
|                 | 1635   |    | 15      | круглодонные Ø17x100 мм   | 3 783 |
|                 |        |    | 1,6-5   | Ø13x75 мм д/крови/мочи    | 2 978 |
|                 |        |    | 4-7     | Ø13x100мм д/крови/мочи    | 3783  |
|                 |        |    | 9-10    | Ø16x92 мм д/крови/мочи    | 3 783 |
|                 |        |    | 10      | Ø15x102 мм д/крови/мочи   |       |
|                 | 1641   | 3  | 50      | круглодонные Ø29x115 мм   | 3 824 |
| 1139<br>угловой | 1063   | 12 | 0,5     | Ø10,7x36 мм               | 2 777 |
|                 | 1058   |    | 4-7     | Ø13x100 мм д/крови/мочи   | 4 146 |
|                 | 1054-A |    | 5       | круглодонные Ø12x75 мм    | 3 300 |
|                 |        |    | 1,6-5   | Ø13x75 мм д/крови/мочи    | 3300  |
|                 |        |    | 1,1-1,4 | Ø8x66 мм д/крови/мочи     |       |
|                 |        |    | 2,6-3,4 | Ø13x65 мм д/крови/мочи    |       |
|                 |        |    | 2,7-3   | Ø11x66 мм д/крови/мочи    |       |
|                 | -      |    | 4,5-5   | Ø11x92 мм д/крови/мочи    |       |
|                 | -      |    | 4,9     | Ø13x90 мм д/крови/мочи    |       |
|                 | -      |    | 7,5-10  | Ø15/16x92 мм д/крови/мочи |       |
|                 | -      |    | 10      | Ø15x102 мм д/крови/мочи   |       |
|                 | -      |    | 8       | Ø16x125 мм д/крови/мочи   |       |
|                 | -      |    | 8,5-10  | Ø15x100 мм д/крови/мочи   |       |
|                 | -      |    | 12      | Ø17x102 мм д/крови/мочи   | 3 300 |
|                 | -      |    | 15      | круглодонные Ø12x75 мм    |       |
|                 | -      |    | 15      | коническая Ø12x75 мм      |       |