

## Комплекующие к микроскопам, производства Motic China Group Co.

Наименование	Каталожный №
<b>Фильтры, поляризаторы и осветители:</b>	
набор фильтров DAPI и Hoechst / DAPI and Hoechst set	1101000200122
набор фильтров FITC/RSGFP/Fluo 3/DIO Acradine orange(+RNA) / FITC/RSGFP/Fluo 3/DIO Acradine orange(+RNA) set	1101000200132
набор фильтров TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 / TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 set	1101000200142
набор фильтров FITC (Long Pass) / FITC (Long Pass) set	1101000200851
светодиодный модуль 12В/3Вт (4500°K) для эпи- флуоресценции / LED module 12V/3W (4500°K) for Epi- illuminator	1101000201981
светодиодный модуль 6000°K +/- 300°K / LED module 6000°K +/- 300°K	1101000201982
зеленый фильтр / Green filter	1101000202091
дидимиевый фильтр / Didymium filter	1101000202101
эпифлуоресцентная приставка / Complete Epi- Fluorescence attachment	1101000202172
полная эпифлуоресцентная приставка / Complete Epi- Fluorescence attachment for AE	1101000202652
набор фильтров DAPI и Hoechst / DAPI and Hoechst set	1101000203271
набор фильтров TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 / TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 set	1101000203291
набор фильтров Texas Red/Cy3.5 / Texas Red/Cy3.5 set	1101000203301
зеленый фильтр / Green filter	1101000300312
синий фильтр (Ø 45mm) / Blue filter (Ø 45mm)	1101000300322
зеленый фильтр (Ø 32mm) / Green filter (Ø 32mm)	1101000300341
легкосъемный поляризатор / Simple add on polarizer	1101000300741
зеленый интерференционный фильтр	1101001900302
синий фильтр (Ø 45mm) / Blue filter (Ø 45mm)	1101001900352
нейтральный фильтр ND6 (T=6%, Ø 37mm) / Neutral density filter ND6 (T=6%, Ø 37mm)	1101001904731
нейтральный фильтр ND25 (T=25%, Ø 37mm) / Neutral density filter ND25 (T=25%, Ø 37mm)	1101001904741
светодиодный блок освещения 3Вт / LED light assembly 3W	1101002400022
кварцевая галогенная лампа 6В/30Вт / Quartz halogen lamp 6V/30W	1101002400452
кварцевая галогенная лампа 12В/50Вт / Quartz halogen lamp 12V/50W	1101002402431
кольцевой осветитель LED 60Т- В с регулируемой яркостью 6800°K / LED ring illumination 60Т- В dimmable 6800°K	1101002402711
кольцевой осветитель LED 60Т с регулируемой яркостью многоточечный 6500°K / LED ring illumination 60Т dimmable and segmentable 6500°K	1101002402721
кварцевая галогенная лампа 12В/100Вт / Quartz halogen lamp 12V/100W	1101002403781
ртутная лампа HG 100W / Mercury lamp HG 100W	1101002404041
светодиодный блок освещения 3Вт / LED light assembly 3W	1101002404501
светодиод 20 мА, 3,5В, 70 мВт / LED 20mA, 3.5V, 70mW	1101002600161
желтый фильтр (Ø 32mm) / Yellow filter (Ø 32mm)	1101000301141
синий фильтр (Ø 32mm) / Blue filter (Ø 32mm)	1101000500172
светодиодный модуль 6В/3Вт 4500°K +/- 300°K / LED module 6V/3W 4500°K +/- 300°K	1101001904051
светодиодный модуль 6В/3Вт 6000°K +/- 300°K / LED module 6V/3W 6000°K +/- 300°K	1101001904061
галогенная лампа 12В/20Вт / 12V/20W Halogen bulb	12180258
<b>Окулярные сетки, насадки и держатели:</b>	
окулярная сетка с 100 делений в 10 мм (Ø23 мм) / Reticle with 100 divisions in 10mm (Ø23mm)	1101001400192
окуляр Гюйгенса H5X/14,5 мм / Huygens eyepiece H5X/14.5mm	1101001400551
широкопольный окуляр WF20X/11 мм / Widefield eyepiece WF20X/11mm	1101001400572
объектив планахроматический CCIS EC- H PL 20X/0.45 / CCIS Plan achromatic objective EC- H PL 20X/0.45	1101001401791
окулярная сетка с 100 делений в 10 мм (Ø25 мм) / Reticle with 100 divisions in 10mm (Ø25mm)	1101001401841
окулярная сетка с перекрестной двойной шкалой 100 делений в 10 мм (Ø25 мм) / Reticle with crossed double scale 100 divisions in 10mm (Ø25mm)	1101001401861
широкопольный окуляр с диоптрийной подстройкой N- WF 12,5x/18 мм / Widefield eyepiece N- WF12.5X/18mm with diopter adjustment	1101001402051
широкопольный окуляр с диоптрийной подстройкой N- WF 15x/16 мм / Widefield eyepiece N- WF15X/16mm with diopter adjustment	1101001402061
широкопольный окуляр WF10X/18 мм / Widefield eyepiece WF10X/18mm	1101001402102
широкопольный окуляр с диоптрийной подстройкой N- WF 10x/22 мм / Widefield eyepiece N- WF10X/22mm with diopter adjustment	1101001402231
широкопольный окуляр с диоптрийной подстройкой N- WF 10x/20 мм / Widefield eyepiece N- WF10X/20mm with diopter adjustment	1101001402351
широкопольный окуляр WF20X/13 мм / Widefield eyepiece WF20X/13mm	1101001402361
объектив планахроматический фазово-контрастный CCIS EC- H PL Ph 100X/1,25/S- Oil. / CCIS Plan achromatic Phase objective EC- H PL Ph 100X/1.25/S- Oil	1101001402441

широкопольный окуляр WF10X/23 мм с диоптрийной подстройкой / Widefield eyepiece WF10X/23mm with diopter adjustment	1101001402711
широкопольный окуляр WF15X/16мм / Widefield eyepiece WF15X/16mm	1101001402841
широкопольный окуляр с диоптрийной подстройкой N- WF 10x/20 мм / Widefield eyepiece N-WF10X/20mm with diopter adjustment	1101001403361
адаптер для камеры C- mount 0,5x для чип- сенсора 1/3" и 1/2" / 0.5X C- mount camera adapter for 1/3" and 1/2" chip sensors	1101001901791
BA410 тринокулярная насадка типа Siedentopf с наклоном 30° (делитель луча 100:0/0:100/20:80) / BA410 Trinocular head Siedentopf type 30° inclined (3 step Light split 100:0/0:100/20:80)	1101001902801
флуоресцентная приставка Epi- LED - куб с фильтрами FITC / Epi- LED Fluorescence attachment- FITC filter cube	1101001902923
5- позиционный револьверный конденсер для фазового контраста (BF, DF, PH1, PH2, PH3) / Phase contrast 5 position (BF, DF, PH1, PH2, PH3) turret condenser	1101001903141
BA310 тринокулярная насадка типа Siedentopf с наклоном вращающаяся 360° (делитель луча 100:0/0:100) / BA310 Trinocular head Siedentopf type, 30° inclined, 360° swiveling (Light split 100:0/0:100)	1101001903491
окуляры, окулярные сетки, насадки и держатели - широкопольный окуляр WF5X/22 мм / Widefield eyepiece WF5X/22mm	51020141
широкопольный окуляр WF20X/10 мм / Widefield eyepiece WF20X/10mm	51020145
широкопольный окуляр WF15X/12 мм / Widefield eyepiece WF15X/12mm	53100143
широкопольный окуляр WF15X/17 мм / Widefield eyepiece WF15X/17mm	11500143
широкопольный окуляр WF20X/13 мм / Widefield eyepiece WF20X/13mm	11500144
широкопольный окуляр WF32X/8 мм / Widefield eyepiece WF32X/8mm	11500146
широкопольный окуляр WF30X/8 мм / Widefield eyepiece WF30X/8mm	SG02T0701
адаптер для камеры C- mount 0.5X для чип- сенсоров 1/3" и 1/2" / 0.5X C- mount camera adapter for 1/3" and 1/2" chip sensors	SW0113N6
<b>Объективы:</b>	
объектив план флуоресцентный CCIS PL FL 4X/0.13 / CCIS Plan Fluor objective PL FL 4X/0.13	1101001700352
объектив план флуоресцентный CCIS PL FL 50X/1.0/S- Oil. / CCIS Plan Fluor objective PL FL 50X/1.0/S- Oil	1101001700652
объектив ахроматический 100X/1,25/S - Oil / Achromatic objective 100X/1.25/S - Oil	1101001701123
объектив ахроматический супер контрастный ASC 20X/0,40 / Achromatic super contrast objective ASC 20X/0.40	1101001701701
объектив планахроматический CCIS EC- H PL 60X/0.80/S / CCIS Plan achromatic objective EC- H PL 60X/0.80/S	1101001702891
объектив планахроматический фазово-контрастный CCIS EC- H PL Ph 10X/0.25 / CCIS Plan achromatic Phase objective EC- H PL Ph 10X/0.25	1101001702911
объектив планахроматический фазово-контрастный CCIS EC- H PL Ph 20X/0.45 / CCIS Plan achromatic Phase objective EC- H PL Ph 20X/0.45	1101001702921
объектив планахроматический фазово-контрастный CCIS EC- H PL Ph 40X/0.65/S / CCIS Plan achromatic Phase objective EC- H PL Ph 40X/0.65/S	1101001702931
объектив планахроматический CCIS EC- H PL 2X/0,05 / CCIS Plan achromatic objective EC- H PL 2X/0.05	1101001702941
объектив планахроматический CCIS NCG EC PL 20X/0.45 / CCIS Plan achromatic NCG objective EC PL 20X/0.45	1101001703001
объектив планахроматический CCIS EC PL 4X/0.10 / CCIS Plan achromatic objective EC PL 4X/0.1	1101001703211
объектив планахроматический CCIS EC PL 40X/0.65/S / CCIS Plan achromatic objective EC PL 40X/0.65/S	1101001703231
объектив планахроматический CCIS EC PL 100X/1,25/S- Oil / CCIS Plan achromatic objective EC PL 100X/1.25/S- Oil	1101001703241
объектив планахроматический CCIS EC PL 20X/0.45 / CCIS Plan achromatic objective EC PL 20X/0.45	1101001703611
объектив 1.5X с антистатической защитой / Objective 1.5X ESD	1101001703671
объектив 0.75X с антистатической защитой / Objective 0.75X ESD	1101001703811
объектив 0.5X с антистатической защитой / Objective 0.5X ESD	1101001703821
объектив планахроматический CCIS LM BD PL 100X/0.8 / CCIS LM Plan achromatic BD objectives LM BD PL 100X/0.8 (WD=1.7mm)	1101001704801
объектив план флуоресцентный CCIS PL FL 40X/0.75/S./ CCIS Plan Fluor objective PL FL 40X/0.75/S	1101001705041
объектив планахроматический CCIS UC 2X/0.05 / CCIS Plan UC 2X/0.05	1101001705191
объектив планахроматический CCIS UC 20X/0.45 / CCIS Plan UC 20X/0.45	1101001705221
объектив планахроматический CCIS UC 60X/0.8/S / CCIS Plan UC 60X/0.8/S	1101001705241
объектив план флуоресцентный CCIS PL FL 10X/0.30 / CCIS Plan Fluor objective PL FL 10X/0.30	1101001705361
объектив для флуоресцентных методов исследования CCIS PL FL 100X/1.30/S- Oil./ CCIS Plan Fluor objective PL FL 100X/1.30/S- Oil	1101001705371
объектив план флуоресцентный CCIS PL FL 20X/0.50 / CCIS Plan Fluor objective PL FL 20X/0.50	1101001705511
объектив планахроматический PL 4X/0.10 / Plan achromatic objective PL 4X/0.10	12220181
объектив планахроматический PL 10X/0.25 / Plan achromatic objective PL 10X/0.25	12220182
объектив планахроматический PL 20X/0.40 / Plan achromatic objective PL 20X/0.40	12220183

объектив ахроматический PL 40X/0.65/S / Plan achromatic objective PL 40X/0.65/S	12220184
объектив ахроматический супер контрастный ASC 100X/1.25/S- Oil / Achromatic super contrast objective ASC 100X/1.25/S- Oil	12220198
объектив 0.5X / Objective 0.5X	AX6602608
объектив 2.0X / Objective 2.0X	AX6602611
объектив 0.75X / Objective 0.75X	11143162
ахроматический объектив EA 20X/0.40 / Achromatic objective EA 20X/0.40	12180163
ахроматический объектив EA 100X/1.25/S - Oil / Achromatic objective EA 100X/1.25/S - Oil	12180168
ахроматический объектив 1.5X / 1.5X Achromatic objective	SG01T11202A
<b>Предметные столики и приспособления к ним:</b>	
держатель образца на 2 стекла / Specimen holder for 2 slides	1101001904131
прикрепляемый механический столик с держателем микропланшета (128 x 86 мм) / Attachable mechanical stage with well plate holder (128 x 86mm)	1101000200011
держатель чашки Петри Ø 65 мм / Ø 65mm Petri dish holder	1101000200262
фазоцентрирующий телескоп / Phase centering telescope	1101000300836
механический столик 150x100 мм с черной/белой поверхностью / Mechanical stage 150x100mm with Black/White plate	1101000600552
верхний светодиодный осветитель для держателя насадки Ø 32 мм / Upper LED illuminator for head holder Ø 32mm pole	1101001000341
фазовый слайдер Ph1 / Phase slider Ph1	1101001100381
фазовый слайдер Ph2 / Phase slider Ph2	1101001100391
фазовый слайдер Ph3 / Phase slider Ph3	1101001100401
3-х позиционный фазовый слайдер Ph1, Ph2, BF / 3-Position Phase slider for Ph1, Ph2, BF	1101001100531
слайдер для темного поля / Darkfield slider	1101001900542
поднимающий механизм на уровень глаз / Eye level riser	1101001900752
механический столик (Mechanical stage)	1101001901521
конденсер Аббе с числовой апертурой 0.90/1.25 с ирисовой диафрагмой / Abbe condenser N.A. 0.90/1.25 with iris diaphragm	1101001901581
стойка Ø 25 мм / Special universal stand (rectangular), Ø 25mm pole	1101010100051
легкосъемный анализатор / Simple add on analyzer	1101011400031
приставка для исследований методом темного поля / Darkfield attachment	12220275
<b>Программы:</b>	
Motic Images Multi Focus Professional Edition (for PC only)	SE990794
Motic Images Advanced 3.2 (for PC only)	SE990911
Motic Trace Comparison Microscopy	1101001500722