

MULTILENGTH URETERAL STENTS & SETS

Uzayabilen Üreteral Stent ve Setleri

Plasti-med[®]
"supporting healthy life"



- ✓ Adjustable design to increase performance and comfort
- ✓ Performans ve konfor artırıcı ayarlanabilir dizayn

Fr	Guidewire Kılavuz Tel	Length Uzunluk	Distal End Closed Bir Ucu Kapalı	Both Ends Open İki Ucu Açık	Distal End Closed Set Bir Ucu Kapalı Set	Both Ends Open Set İki Ucu Açık Set
3	0,018	8-18	520001	520009	520033	520041
3,5	0,018	8-18	520002	520010	520034	520042
4	0,028	10-20	520003	520011	520035	520043
4,7	0,032	12-22	520005	520013	520037	520045
4,8	0,035	22-32	520006	520014	520038	520046
6	0,038	22-32	520007	520015	520039	520047
7	0,038	22-32	520008	520016	520040	520048

Ureteral Stent: Stent + Pusher + Clamp
Ureteral Stent Set: Stent + Pusher + Clamp + Guidewire