

## Совместимые роторы и адаптеры

(в стандартную поставку не входят):

Тип ротора	Подвесы	Макс. RPM/RCF
1754 горизонтальный, 4-местный	1752 с био-герметизацией	5000/4863
1798 горизонтальный, 4-местный	1366	4000/3095
	5092 с био-герметизацией	
1726 горизонтальный, 6-местный	1370	4000/2808
	1472	
	1366	
1717 горизонтальный, 10-местный		4000/2916
1760 горизонтальный, 2-местный		4000/2397
1720 угловой, 6-местный		10000/13528
1792 угловой, 6-местный с био-герметизацией		10000/13640
1789-A угловой, 30-местный с био-герметизацией		15000/24400
1711 барабанный ротор		15000/18866
1721 угловой, 8-местный		4500/3263
1748 цитологический ротор, 8-местный		4000/2415