


Стандартный фиброоптический кабель для проекторов HEINE

Для использования с фиброоптическими инструментами HEINE



Фиброоптический кабель с рукояткой для подключения к проектору фиброоптических инструментов HEINE, например, инструментальной головки для одноразовых туб UniSpec и многоразовых фиброоптических осветительных головок аноскопов/проктоскопов, фиброоптических аноскопов, проктоскопов и сигмоидоскопов. Длина с рукояткой: 180 см.

- ⚡ Фиброоптический жгут высокого качества диаметром 4 мм. Отличная светопропускаемость. Очень гибкий.
- ⚡ Внутренняя металлическая оболочка. Устойчив к перегибам.
- ⚡ Гладкая наружная пластиковая оболочка. Легко очищается.

Стандартный фиброоптический кабель

Y-003.99.518