

## УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ И ВАКУУМА

### МОНТАЖНАЯ КОРОБКА

### КОМПЛЕКТ СКРЫТЫЙ



### Описание

Комплект изготовлен из ABS –пластика и используется для размещения встраиваемых AFNOR, UNI, DIN, BS, адаптерных клеммных блоков, NIST и AGSS. Клеммные блоки AFNOR и адаптеры должны быть отделаны цветной печатной панелью с названием используемого газа. См. файл: "Нижняя встраиваемая отделочная панель". Каждая коробка имеет выступы ласточкиного хвоста сбоку, что облегчает установку нескольких коробок в линию. Крышка была разработана таким образом, чтобы свести к минимуму эффект неровной отделки стен.

### Компоненты

Одна черная коробка ABS с вкладками из ласточкиного хвоста.

Одна белая крышка ABS.

### Технические характеристики

КОД	ТИП
НК103	AFNOR
НК104	ADAPTER
НК105	UNI - AGSS - DIN - BS

# Технический чертёж

