

Урекат

Урологические катетеры

Урекат — наборы для ретроградного и антеградного стентирования мочеточника



- Катетер из полиуретана **Цертон**
 - боковые отверстия, цветовая маркировка по длине
 - закругленный кончик со стороны почки (Ø 20 мм)
 - Rg-контрастный по всей длине
- Стальной проводник с пластиковым покрытием
- Фиксирующий зажим, заглушка, интродьюсер (толкатель), карточка пациента
- Двойная стерильная упаковка

Цвет	Диаметр катетера		Длина прямой части катетера, см	Закругление со стороны мочевого пузыря, мм	Проводник мм	Упаковка, шт.	Кат. №
	Ch	мм					
Наборы для ретроградного стентирования мочеточника, катетер с наконечником Тиманна, открыт со стороны мочевого пузыря							
зеленый	6,0	2,1	20,0	4	1,1 x 900	10	4431057
зеленый	6,0	2,1	25,0	4	1,1 x 900	10	4431073
зеленый	6,0	2,1	27,5	4	1,1 x 900	10	4431081
зеленый	6,0	2,1	30,0	4	1,1 x 900	10	4431090
красный	7,5	2,5	20,0	4	1,1 x 900	10	4431103
красный	7,5	2,5	25,0	4	1,1 x 900	10	4431111
красный	7,5	2,5	27,5	4	1,1 x 900	10	4431120
красный	7,5	2,5	30,0	4	1,1 x 900	10	4431138
синий	9,0	2,9	25,0	4	1,1 x 900	10	4431316
Наборы для ретроградного стентирования мочеточника для ЭУВЛ и педиатрии, катетер Тиманна, открыт со стороны мочевого пузыря, экстубационная нить							
желтый	5	1,7	20,0	2	0,6 x 900	10	4430921
желтый	5	1,7	25,0	2	0,6 x 900	10	4430930
желтый	5	1,7	27,5	2	0,6 x 900	10	4430948
желтый	5	1,7	30,0	2	0,6 x 900	10	4430956
Наборы для ретроградного стентирования мочеточника, катетер с закругленным кончиком, открыт со стороны мочевого пузыря							
красный	7,5	2,5	20,0	4	1,1 x 900	10	4431200
красный	7,5	2,5	25,0	4	1,1 x 900	10	4431219
красный	7,5	2,5	27,5	4	1,1 x 900	10	4431227
Наборы для антеградного стентирования мочеточника, катетер с закругленным кончиком, закрыт со стороны мочевого пузыря							
красный	7,5	2,5	20,0	4	1,1 x 900	10	4431600
красный	7,5	2,5	25,0	4	1,1 x 900	10	4431618
красный	7,5	2,5	27,5	4	1,1 x 900	10	4431626
Наборы для ретроградного стентирования по Сельдингеру, катетер открыт с двух сторон, проводник из покрытой тефлоном нержавеющей стали с гибким округлым кончиком, одна сторона прямая, другая — J3							
зеленый	6,0	2,1	25,0	2	0,9 x 1500	10	4437497
зеленый	6,0	2,1	27,5	2	0,9 x 1500	10	4437500
красный	7,5	2,5	25,0	2	0,9 x 1500	10	4437535
красный	7,5	2,5	27,5	2	0,9 x 1500	10	4437543