

Совместимые роторы: **(в стандартную поставку не входят, также дополнительно заказываются подвесы, адаптеры, крышки):**

<i>Кат.номер</i>	<i>Тип ротора</i>	<i>Максимальная вместимость</i>	<i>Максимальное значение RPM, об/мин</i>	<i>Максимальное значение RCF, ×g</i>
11101С/А	угловой 30°	6 ×15 мл	5800	3121
11101С/В	угловой 30°	6 ×10 мл	5800	3121
11144С/А	угловой 30°	4 ×15 мл	5800	3121
11144С/В	угловой 30°	4 ×10 мл	5800	3121
11145С/В	угловой 30°	8 ×10 мл	5800	3121