


ПАКЕТЫ И РУЛОНЫ БУМАЖНО-ПЛЕНОЧНЫЕ ПЛОСКИЕ

Пакеты и рулоны являются новым поколением бумажно-пленочных упаковок. Предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена и формальдегидом. Для всех видов пакетов и рулонов химические индикаторы стерилизации размещены на бумаге в области сварочного шва вне области загрузки пакета.

ОСОБЕННОСТИ:

- Ламинат из пленки с высокой устойчивостью к разрывам
- Медицинская бумага с высокой влагостойкостью
- Прозрачный ламинат позволяет легко идентифицировать содержимое упаковки
- Широкий выбор размеров пакетов и рулонов позволяет легко подобрать соответствующую упаковку
- Лёгкое беспылевое отделение пленки от бумаги снижает риск повреждения упаковки при вскрытии и риск попадания пыли на стерильное содержимое упаковки
- Оснащены интегрированными в области шва индикаторами 1 класса, реагирующими при контакте стерилизующим агентом. Индикаторы находятся в шве, без контакта с содержимым, что даёт безопасность во время стерилизации



Размеры пакетов

48мм x 98мм	75мм x 350мм	100мм x 700мм	150мм x 520мм	250мм x 390мм
50мм x 92мм	75мм x 440мм	100мм x 850мм	150мм x 540мм	250мм x 400мм
50мм x 140мм	75мм x 450мм	120мм x 150мм	160мм x 195мм	250мм x 450мм
50мм x 150мм	75мм x 600мм	120мм x 170мм	160мм x 200мм	250мм x 500мм
50мм x 200мм	75мм x 700мм	120мм x 200мм	160мм x 220мм	270мм x 350мм
50мм x 201мм	75мм x 750мм	120мм x 250мм	160мм x 250мм	270мм x 400мм
50мм x 240мм	75мм x 800мм	120мм x 300мм	160мм x 300мм	270мм x 450мм
50мм x 250мм	75мм x 900мм	120мм x 320мм	160мм x 340мм	270мм x 520мм
50мм x 280мм	75мм x 910мм	120мм x 350мм	160мм x 390мм	270мм x 560мм
50мм x 800мм	80мм x 180мм	120мм x 400мм	160мм x 600мм	300мм x 350мм
50мм x 830мм	100мм x 150мм	150мм x 200мм	200мм x 250мм	300мм x 420мм
50мм x 900мм	100мм x 200мм	150мм x 230мм	210мм x 270мм	300мм x 500мм
60мм x 35мм	100мм x 230мм	150мм x 235мм	210мм x 280мм	300мм x 540мм
60мм x 150мм	100мм x 240мм	150мм x 240мм	210мм x 300мм	300мм x 570мм
62мм x 140мм	100мм x 250мм	150мм x 250мм	210мм x 310мм	300мм x 600мм
65мм x 130мм	100мм x 270мм	150мм x 270мм	210мм x 350мм	320мм x 370мм
72мм x 148мм	100мм x 300мм	150мм x 280мм	210мм x 390мм	320мм x 400мм
75мм x 110мм	100мм x 350мм	150мм x 300мм	210мм x 400мм	320мм x 450мм
75мм x 50мм	100мм x 400мм	150мм x 310мм	210мм x 420мм	320мм x 500мм
75мм x 160мм	100мм x 420мм	150мм x 350мм	210мм x 440мм	320мм x 550мм
75мм x 200мм	100мм x 460мм	150мм x 380мм	210мм x 490мм	320мм x 600мм
75мм x 210мм	100мм x 550мм	150мм x 400мм	210мм x 580мм	350мм x 600мм
75мм x 250мм	100мм x 560мм	150мм x 420мм	250мм x 320мм	420мм x 500мм
75мм x 270мм	100мм x 570мм	150мм x 440мм	250мм x 360мм	420мм x 610мм
75мм x 300мм	100мм x 600мм	150мм x 460мм	250мм x 360мм	490мм x 650мм

Размеры рулонов

50 мм x 100 м
75 мм x 100 м
100 мм x 100 м
120 мм x 100 м
150 мм x 100 м
200 мм x 100 м
250 мм x 100 м
270 мм x 100 м
320 мм x 100 м
420 мм x 100 м
50 мм x 200 м
75 мм x 200 м
100 мм x 200 м
120 мм x 200 м
150 мм x 200 м
200 мм x 200 м
250 мм x 200 м
300 мм x 200 м
380 мм x 200 м
420 мм x 200 м
500 мм x 200 м