

Диск – для локальных применений	
Двойное покрытие – для применения с двух сторон	
Мульти-диск – для расширенного применения (таз, абдоминальная область, конечности)	
Линейный аппликатор – для спины и продольного применения	
Большой соленоид диаметром 60 см – позвоночник и бедро	Маленький соленоид диаметром 30см – для конечностей
	

Магнитотерапевтическая кушетка **BTL-1900 Magnet**

Кушетка **btl-1900 Magnet** разработана для удобства, как терапевта, так и пациента.

Магнитотерапию можно легко и комфортно применить даже для малоподвижных пациентов.

Магнитотерапевтическая кушетка со скользящим соленоидом диаметром **70 см**


Легкое и удобное расположение соленоида

Уникальная технология **FMF TM** – технология фокусированного магнитного поля

Сильнодействующее магнитное поле сфокусировано на обрабатываемой области без оказания побочных эффектов на медицинский персонал

Разбираемая кушетка для легкой транспортировки

Валик под голову – опция



Технические характеристики кушетки **BTL-1900 Magnet**

Длина	200 см
Ширина (с соленоидом)	74 см
Высота (с соленоидом)	110 см
Вес (с соленоидом)	67 кг