


# CanAg SCC EIA

800-10



Антиген плоскоклеточной карциномы. Наиболее часто определение этого теста применяется для контроля течения и эффективности терапии плоскоклеточной карциномы шейки матки (чувствительность 70–85%), носоглотки и уха.

SCC является маркёром выбора для мониторинга течения и эффективности терапии плоскоклеточной карциномы шейки матки. Повышение уровня SCC может быть отмечено при почечной недостаточности, а также у пациентов с заболеваниями гепатобилиарной системы

## Характеристики

**Результат в течение:** 2 часов  
**Предел обнаружения:** < 0.3 мкг/л  
**Диапазон измерения:** 0.3-50 мкг/л  
**Объем пробы:** 25 мкл  
**Температура инкубации:** 20-25 °С  
**Детектирование:** 405 / 620 нм

## Информация для заказа

Кат № 800-10  
CanAg SCC EIA  
*На 96 определений*

