


ИНТРОДЬЮСЕРЫ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ

Набор для установки и замены катетеров и внутрисосудистых электродов с гемостатическим клапаном

Элементы набора:

Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Проводник
Дилататор



Набор содержит проводник специальной конструкции, мягкая дистальная часть которого позволяет деликатно ввести его в артерию, а упругая проксимальная часть составляет идеальную основу для введения дилататора, а также не допускает перфорацию стенки сосуда. Дистальные части интродьюсера и дилататора изготовлены так, чтобы можно было легко и атравматично ввести катетер в просвет сосуда.

Кат. №	Размер / длина шафта	Цвет коннектора	Размер дилататора	Длина иглы	Проводник размер / длина / тип
INT5FKR	5F / 110 мм	серый	5F	21G	.018" / 45 см / "J"
INT5FKRP	5F / 110 мм	серый	5F	21G	.018" / 45 см / Прямой
INT5F21KRP	5F / 110 мм	серый	5F	21G	.021" / 45 см / Прямой
INT5FKR23	5F / 230 мм	серый	5F	21G	.018" / 45 см / "J"
INT5FKR23P	5F / 230 мм	серый	5F	21G	.018" / 45 см / Прямой
INT5F21KR23P	5F / 230 мм	серый	5F	21G	.021" / 45 см / Прямой
INT6FKR	6F / 110 мм	зелёный	6F	21G	.018" / 45 см / "J"
INT6FKRP	6F / 110 мм	зелёный	6F	21G	.018" / 45 см / Прямой
INT6F21KRP	6F / 110 мм	зелёный	6F	21G	.021" / 45 см / Прямой
INT6FKR23	6F / 230 мм	зелёный	6F	21G	.018" / 45 см / "J"
INT6FKR23P	6F / 230 мм	зелёный	6F	21G	.018" / 45 см / Прямой
INT6F21KR23P	6F / 230 мм	зелёный	6F	21G	.021" / 45 см / Прямой
INT7FKR	7F / 110 мм	оранжевый	7F	21G	.018" / 45 см / "J"
INT7FKRP	7F / 110 мм	оранжевый	7F	21G	.018" / 45 см / Прямой
INT7F21KRP	7F / 110 мм	оранжевый	7F	21G	.021" / 45 см / Прямой
INT7FKR23	7F / 230 мм	оранжевый	7F	21G	.018" / 45 см / "J"
INT7FKR23P	7F / 230 мм	оранжевый	7F	21G	.018" / 45 см / Прямой
INT7F21KR23P	7F / 230 мм	оранжевый	7F	21G	.021" / 45 см / Прямой

Примерный номер по каталогу: INT5FKR.

По специальному заказу возможно изготовление интродьюсеров с рентгеноконтрастными маркерами

Каталожный номер модели:

INT8FKRM - интродьюсер с маркером.