

Откидной ротор, 4-местный



↗ 90°

$n = 3,800 \text{ мин}^{-1}$
max. RCF 3,196

изображен с подвесами 5651-A
и крышками 5652
с биогерметизацией

Кат. No. (без подвесов) **5654**

объем, мл	3	4	4	5	6	7	10	10	15	1.1–1.4	2.6–3.4	2.7–3	4.5–5
Ø x L, мм	10x60	10x88	12x60	12x75	12x82	12x100	17x70	13x100	17x100	8x66	13x65	11x66	11x92
Кат. No.	-	-	-	0553	0501	0578	2079	-	0518	емкости для забора крови			
крышка с биогерметизацией Кат. No. 5652													
подвес Кат. No. 5651-A													
Кат. No.				5684			5682	5674	5685	5682	5684	5674	5684
Ø отверстия x L, мм				12.5x40			17.2x46.5	13.2x42.4	17.2x46.5	12.5x40	13.2x42.4		12.5x40
Кол. пробирок на ротор				292			148	196	188	148	292	196	292
макс. RCF				2,874			2,970	2,906		2,970	2,874	2,906	2,874
радиус, мм				178			184	180		184	178	180	178
время разгона, сек	61												
время остановки с торможением, сек	57												
температура, °C ¹⁾													






объем, мл	4–5.5	4.9	7.5–8.5	9–10	10	1.6–5	4–7	4–7	8.5–10	10	5	15	50
Ø x L, мм	15x75	13x90	15x92	16x92	15x102	13x75	16x75	13x100	16x100	16x80	17x59	17x120	29x115
Кат. No.	емкости для забора крови / пробирки для мочи										-	0509	0513
крышка с биогерметизацией Кат. No. 5652													
подвес Кат. No. 5651-A													
Кат. No.	5682	5674	5682			5674	5682	5674	5685	5682	5688	5683	5686
Ø отверстия x L, мм	17.2x46.5	13.2x42.4	17.2x46.5			13.2x42.4	17.2x46.5	13.2x42.4	13.2x42.4	17.2x46.5	17x42	17x60	30x60
кол. пробирок на ротор	148	196	148			196	148	196	188	148	80	96	40
макс. RCF	2,970	2,906	2,970			2,906	2,970	2,906	2,906	2,970	3,196	3,196	3,196
радиус, мм	184	180	184			180	184	180	180	184	198	198	198
время разгона, сек	61												
время остановки с торможением, сек	57												
температура, °C	0												



изображен с подвесами 5651-A
и крышками 5652
с биогерметизацией

Откидной ротор 5654

объем, мл	175	175	200	225	250	290	450	500	600	650	750
Ø x L, мм	61x118	62x144	60x130	61x137	61x122	62x137	97x113	96x147	93x134	97x139	97x152
Кат. No.	Falcon®	Nalgene®	Nunc®	Falcon®	5127	-	4447	Corning®	0551	0554	0512
крышка с биогерметизацией Кат. No. 5652											
Кат. No.	5681						5687				
Ø отверстия x L, мм	62x100						98x100				
кол. пробирок на ротор	8						4				
макс. RCF	3,196										
радиус, мм	198										
время разгона, сек	61										
время остановки с торможением, сек	57										
температура, °C	0										

Г xШxВ, мм	86x128x15	86x128x17.5	86x128x22	86x128x44.5	86x128x46	86x128x83	59x84x11	82x124x20	-
объем, мл	-								0.2
Кат. No.	MTP		CP	DWP	MS	QP	Микропланшет (Terasaki)	Планшет для ПЦР, 96 лунок	ПЦР-стрип
крышка с биогерметизацией Кат. No. 5629  подвес Кат. No. 5653									
									 
Кат. No.	4626								4626 + 1485
Ø отверстия x L, мм	-								
Кол. планшетов/стрипов на ротор	24	20	16	4	4	4	8	4	48x8
макс. RCF	2,890								
радиус, мм	макс. 179								
время разгона, сек	61								
время остановки с торможением, сек	57								
температура, °C	-4								