

Тип адаптера	Объем, мл	Размеры пробирок	Max.RCF
2331	4	круглодонные ø 10x88	2254
	15	круглодонные ø 17x100	
	4-7	круглодонные ø 13x100	
	8,5-10	круглодонные ø 16x100	
	4-5,5	ø15x75 для крови/мочи	
	4,5-5	ø11x92 для крови/мочи	
	4,9	ø13x90 для крови/мочи	
	7.5-8,5	ø15x92 для крови/мочи	
	9-10	ø16x92 для крови/мочи	
	10	ø15x102 для крови/мочи	
2333	5	круглодонные ø 12x75	1807
	6	круглодонные ø 12x82	
	1,1-1,4	ø 8x66 для крови/мочи	
	2,6-3,4	ø 13x65 для крови/мочи	
	2,7-3	ø11x66 для крови/мочи	
	1,6-5	круглодонные ø13x75	
	4-7	круглодонные ø16x75	