

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ И ВАКУУМА

БЛОК РОЗЕТКИ

(с тыльным держателем шланга)



Описание

Блок розетки линии клапанов LEAF подходит для всех розеток всех стандартов: NF-S 90-116, BS 5682, DIN 13260-2 и SS 8752430. Прост в установке и обслуживании; регулируется в 6 позициях.

Благодаря наличию 6 отверстий для крепления, после фиксации блока основания муфты можно повернуть в нужное положение. Держатель шланга находится сзади блока основания.

Нормативы

UNI EN ISO 9170-1:2008 | UNI EN ISO 9170-2:2008 | UNI CEI EN ISO 13485:2016 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001:2012

Компоненты

Гнездо и основание из химически никелированной латуни CW614N.


Кольцевая гайка и опорный соединительный фланец из ABS.

Пружины из нержавеющей стали.

Кольцо круглого сечения VITON для O₂, кольцо круглого сечения NBR для других газов.

Технические данные

КОД	ГАЗ	Ø ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА
HP300A4RH	AIR 400	Ø 6 мм
HP300A8RH	AIR 800	Ø 6 мм
HP300CDRH	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ	Ø 6 мм
HP300M1RH	СМЕСЬ O ₂ /N ₂ O	Ø 6 мм
HP300N4RH	АЗОТ	Ø 6 мм
HP300NORH	ЗАКИСЬ АЗОТА	Ø 6 мм
HP300OXRH	КИСЛОРОД	Ø 6 мм
HP300VARH	ВАКУУМ	Ø 6 мм



ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65 www.flowmedical.by E-mail: info@flowmedical.by