

4 Спецификация изделия

4-1 Технические данные

4-1-1 Варианты исполнения

S1

		S1H	S1P	S1R	S1CH	S1CP
Кресло	Анатомическое	○	○	○	○	○
	Складная подставка для ног					
Блок плевательницы	Крепление для кресла	○	○	○	○	○
	Тумба					
Подача рабочего места врача	Над пациентом	○	○	○		
	Подкатной модуль				○	○
Подача инструментов	Держатель с нижней подачей инструментов «холдер тайп»	○			○	
	Держатель с нижней подачей инструментов «плейс тайп»		○			○
	Держатель с верхней подачей инструментов			○		

S3

		S3H	S3P	S3R	S3CH	S3CP
Кресло	Анатомическое	○	○	○	○	○
	Складная подставка для ног					
Блок плевательницы	Крепление для кресла					
	Тумба	○	○	○	○	○
Подача рабочего места врача	Над пациентом	○	○	○		
	Подкатной модуль				○	○
Подача инструментов	Держатель с нижней подачей инструментов «холдер тайп»	○			○	
	Держатель с нижней подачей инструментов «плейс тайп»		○			○
	Держатель с верхней подачей инструментов			○		

S4

		S4H	S4P	S4R	S4CH	S4CP
Кресло	Анатомическое					
	Складная подставка для ног	○	○	○	○	○
Блок плевательницы	Крепление для кресла					
	Тумба	○	○	○	○	○
Подача рабочего места врача	Над пациентом	○	○	○		
	Подкатной модуль				○	○
Подача инструментов	Держатель с нижней подачей инструментов «холдер тайп»	○			○	
	Держатель с нижней подачей инструментов «плейс тайп»		○			○
	Держатель с верхней подачей инструментов			○		