

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ И ВАКУУМА

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА

КОМПЛЕКТ СКРЫТЫЙ



Описание

Комплект изготовлен из ABS –пластика и используется для размещения встраиваемых AFNOR, UNI, DIN, BS, адаптерных клеммных блоков, NIST и AGSS. Клеммные блоки AFNOR и адаптеры должны быть отделаны цветной печатной панелью с названием используемого газа. См. файл: "Нижняя встраиваемая отделочная панель". Каждая коробка имеет выступы ласточкиного хвоста сбоку, что облегчает установку нескольких коробок в линию. Крышка была разработана таким образом, чтобы свести к минимуму эффект неровной отделки стен.

Компоненты


Одна черная коробка ABS с вкладками из ласточкиного хвоста.

Одна белая крышка ABS.

Технические характеристики

КОД	ТИП
НК103	AFNOR
НК104	ADAPTER
НК105	UNI - AGSS - DIN - BS

Технический чертёж



ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213
Тел/факс: 8(017) 350-61-65 www.flowmedical.by E-mail: info@flowmedical.by