

Совместимые роторы (в стандартную поставку не входят, также дополнительно заказываются подвесы, адаптеры, крышки):

Кат.номер	Тип ротора	Максимальная вместимость	Максимальное значение RPM, об/мин	Максимальное значение RCF, xg
11199	угловой 45° с крышкой	12×1,5-2 мл	18000	24270
11210C/A	угловой 30°	24×10-15 мл	5000	3997
11210C/B	угловой 30°	24×10 мл	5000	3997
11211C/A	угловой 30°	10×50 мл	5500	4498
11211C/B	угловой 30°	10×50 мл	5500	4498
11213C/A	угловой 30°	8× 50 мл	5500	4227
11213C/B	угловой 30°	8× 50 мл	5500	4227
11259	угловой 45° с крышкой	30×1,5-2 мл	15000	24400
11273	угловой 30°	8× 30 мл	12000	14000
11456C/A	угловой 30°	36×10-15 мл	5000	3997
11456C/B	угловой 30°	36×10-15 мл	5000	3997
11457	угловой 30° с крышкой	6×50 мл	10000	10733
11458	угловой 30° с крышкой	6×30 мл	15000	19621
11459	угловой 30° с крышкой	12×10 мл	15000	21382
11460	угловой 45° с крышкой	36×0,5 мл	18000	24088
11461	угловой 45° с крышкой	24×1,5-2 мл	16000	23755
11462	угловой 45° с крышкой	36×1,5-2 мл	16000	23755
11466	угловой 30° с крышкой	10×15 мл	10000	10733
11467	угловой 30° с крышкой	12×10 мл	12000	15133
11469	угловой 30° с крышкой	6×50мл	12000	14489
11496	угловой 30° с крышкой	4×85 мл или 4×30мл	10000	10621
11501C/A	угловой 30°	30×10-15 мл	5200	4021
11501C/B	угловой 30°	30×10 мл	5200	4021
11585	угловой 45° с крышкой	12x8 x 0,2мл ПЦР-пробирок	14000	20817
11586C	угловой 35°	6×85 мл	7000	6081
11718C	угловой 30°	4×100 мл	6300	5014
11740C/A	угловой 30°	12x 10-15 мл	5500	4058
11740C/B	угловой 30°	12x 10 мл	5500	4058
11741C/A	угловой 30°	8x 10-15 мл	6000	4226
11741C/B	угловой 30°	8x 10 мл	6000	4226
11743C	угловой 30°	12x 25-30 мл	5500	4058
11746C	угловой 30°	6×50 мл	6000	4427
11760	угловой 45° с крышкой	24×2 мл спин-колонок	15000	21382
11944	угловой 45° с крышкой	12x 5 мл	15000	21382
12177	бакет	4x 250 мл	5000	4724
12285C	специальный	2x4(2) микропланшета	4500	2626
12300	гематокритный	24x капилляра 75 мм	13000	16816
12436	бакет	4×250 мл	5200	4414
12451C	специальный	2x3(1)микропланшета	3000	1036
12452C	цитологический	4x 2,2 мл цитокамеры	2500	769
12582C	специальный	4x 40 мл	3200	1809