

Совместимые роторы (в стандартную поставку не входят, также дополнительно заказываются подвесы, адаптеры, крышки):

<i>Кат.номер</i>	<i>Тип ротора</i>	<i>Максимальная вместимость</i>	<i>Максимальное значение RPM, об/мин</i>	<i>Максимальное значение RCF, xg</i>
11199	угловой 45° с крышкой	12 ×1,5-2 мл	18000	24270
11210C/A	угловой 30°	24 ×10-15 мл	5000	3997
11210C/B	угловой 30°	24 ×10 мл	5000	3997
11211C/A	угловой 30°	10 ×50 мл	5500	4498
11211C/B	угловой 30°	10 ×50 мл	5500	4498
11213C/A	угловой 30°	8 × 50 мл	5500	4227
11213C/B	угловой 30°	8 × 50 мл	5500	4227
11259	угловой 45° с крышкой	30 ×1,5-2 мл	15000	24400
11273	угловой 30°	8 × 30 мл	12000	14000
11456C/A	угловой 30°	36 ×10-15 мл	5000	3997
11456C/B	угловой 30°	36 ×10-15 мл	5000	3997
11457	угловой 30° с крышкой	6 ×50 мл	10000	10733
11458	угловой 30° с крышкой	6 ×30 мл	15000	19621
11459	угловой 30° с крышкой	12 ×10 мл	15000	21382
11460	угловой 45° с крышкой	36 ×0,5 мл	18000	24088
11461	угловой 45° с крышкой	24 ×1,5-2 мл	16000	23755
11462	угловой 45° с крышкой	36 ×1,5-2 мл	16000	23755
11466	угловой 30° с крышкой	10 ×15 мл	10000	10733
11467	угловой 30° с крышкой	12 ×10 мл	12000	15133
11469	угловой 30° с крышкой	6 ×50мл	12000	14489
11496	угловой 30° с крышкой	4 ×85 мл или 4 ×30мл	10000	10621
11501C/A	угловой 30°	30 ×10-15 мл	5200	4021
11501C/B	угловой 30°	30 ×10 мл	5200	4021
11585	угловой 45° с крышкой	12x8 х 0,2мл ПЦР-пробирок	14000	20817
11586C	угловой 35°	6 ×85 мл	7000	6081
11718C	угловой 30°	4 ×100 мл	6300	5014
11740C/A	угловой 30°	12x 10-15 мл	5500	4058
11740C/B	угловой 30°	12x 10 мл	5500	4058
11741C/A	угловой 30°	8x 10-15 мл	6000	4226
11741C/B	угловой 30°	8x 10 мл	6000	4226
11743C	угловой 30°	12x 25-30 мл	5500	4058
11746C	угловой 30°	6 ×50 мл	6000	4427
11760	угловой 45° с крышкой	24 ×2 мл спин-колонок	13000	16060
11944	угловой 45° с крышкой	12x 5 мл	15000	21382
12177	бакет	4x 250 мл	5000	4724
12285C	специальный	2x4(2) микропланшета	4500	2626
12300	гематокритный	24x капилляра 75 мм	13000	16816
12436	бакет	4 ×250 мл	5200	4414
12451C	специальный	2x3(1) микропланшета	3000	1036
12452C	цитологический	4x 2,2 мл цитокамеры	2500	769
12582C	специальный	4x 40 мл	3200	1809