





Цистофикс

Надлобковый дренаж мочевого пузыря

	Катетер				Проводник, мм	Канюля длина, см	Упаковка, шт.	Кат. №
	диаметр		Длина, см	кончик				
	F	мм						
Краткосрочный и средне-срочный уход 	Цистофикс — базовые наборы с пакетом для мочи 1,5 л							
	10	2,9	65	закругл., Ø 3 см		8	25	4440056
	10	2,9	65	закругл., Ø 3 см		12	25	4440129
	15	4,8	65	закругл., Ø 4 см		12	25	4440153
	Цистофикс — сменные наборы							
	10	2,9	65	закругл., Ø 3 см	1,1 x 1000		25	4441001
	15	4,8	65	закругл., Ø 4 см	1,1 x 1000		25	4441150
	Цистофикс — базовые наборы с пакетом для сбора мочи 2,0 л с невозвратным клапаном и сливом							
	10	2,9	65	закругл., Ø 3 см		8	25	4442059
	10	2,9	65	закругл., Ø 3 см		12	25	4442121
15	4,8	65	закругл., Ø 4 см		12	25	4442156	
Длительный уход 	Цистофикс — базовые наборы с баллонным катетером							
	12	4,0	40	прямой		12	25	4440250
	12	4,0	53	закругленный		12	10	4440455
	Цистофикс — сменные наборы с баллонным катетером							
	12	4,0	40	прямой	1,1 x 1000		25	4441257
	12	4,0	53	закругленный	1,1 x 1000		10	4441451
	Цистофикс — сменный дилатационный набор с баллонным катетером и пластиковым дилататором с расщепляемым пластиковым чехлом							
	12	4,0	40	прямой	1,1 x 1000	пластиковый дилататор*	25	4441117
16	5,3	43	закругленный	1,1 x 1000	без дилататора*	10	4441338	
Педиатрия 	Цистофикс Пед — базовый набор для педиатрии с пакетом для мочи 1,5 л							
	10	2,9	50	закругленный		5	25	4440013
	Цистофикс Минипед — базовый набор для неонатологии							
	5	1,7	50	закругл., Ø 2 см		5	10	4441036
	Цистофикс Минипед — сменный набор для неонатологии							
5	1,7	50	закругл., Ø 2 см	0,6 x 900		10	4441230	
Трансуретральная резекция 	Цистофикс ТУР — базовый набор для интра- и послеоперационного лаважа							
	15	4,8	65	закругл., Ø 4 см		12	10	4441354

* Многоразовый металлический дилататор (кат. № 4441346) поставляется отдельно