



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СИСТЕМАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ

ШТУЦЕР ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ВАКУУМА RVB



Описание

Соединитель шланга и комплект кольцевых гаек используются для подключения регулятора вакуума непосредственно к сифону без необходимости использования предохранительной ёмкости. Кольцевая гайка G 1/2" F R для соединения с регулятором и шланговый соединитель \varnothing 8 мм.

Нормативы

EN ISO 15001:2012

Компоненты

Гайка и соединитель для шланга из латуни с химическим никелированием CW617N.
Уплотнительное кольцо из EPDM PEROX.

Технические характеристики

КОД	ВПУСКНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ВЫПУСКНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
H0568A	G 1/2" F R	\varnothing 8 mm шланг