

Фильтры Aescular®




Фильтры Aescular®

Многоразовые фильтры из PTFE обладают максимальной эффективностью за счет материала, который:

- соответствует EN ISO 11607,
- обладает высочайшим качеством,
- обеспечивает идеальную просушку содержимого контейнеров,
- прочен и долговечен,
- обладает устойчивостью к химическим средствам и ультрафиолетовому излучению.

Многоразовые фильтры Aescular® остаются непроницаемыми для микроорганизмов на протяжении всех 1000 циклов очистки и стерилизации (стерилизация форвакуумным методом согласно DIN EN ISO 17665-1). Фильтр контейнеров PrimeLine валидирован на 5000 циклов стерилизации.



Фильтры для стандартных контейнеров



JK090
ø 190 мм

Многоразовый фильтр Aescular®, круглый, рассчитан на 1000 стерилизационных циклов.
Упаковка 10 шт.



JK089
225 × 225 мм

Многоразовый фильтр Aescular®, квадратный, рассчитан на 1000 стерилизационных циклов.
Упаковка 10 шт.



JK095
ø 190 мм

Бумажный одноразовый фильтр Aescular® с индикатором, класс I.
Упаковка 100 шт.



JF481
230 × 230 мм

Бумажный одноразовый фильтр Aescular® без индикатора.
Упаковка 100 шт.

Фильтры для мини- и стоматологических контейнеров



JK091
95 × 215 мм


Многоразовый фильтр Aescular®, рассчитан на 1000 стерилизационных циклов. Упаковка 2 шт.



JF166
118 × 235 мм

Бумажный одноразовый фильтр Aescular® с индикатором, класс I.
Упаковка 100 шт.

Фильтр для низкотемпературной стерилизации на основе пероксида водорода



JF167
235 × 118 мм

Одноразовый фильтр Aescular® для STERRAD® 100S, STERRAD® 200, STERRAD® NX, STERRAD® 100NX. Упаковка 100 шт.

Маркер



JK086

Маркер. Для нанесения надписи на многоразовые фильтры Aescular®.
Упаковка 3 шт.