

Совместимые роторы (в стандартную поставку не входят, также дополнительно заказываются подвесы, адаптеры, крышки):

<i>Кат.номер</i>	<i>Тип ротора</i>	<i>Максимальная емкость</i>	<i>Максимальное значение RPM, об/мин</i>	<i>Максимальное значение RCF, xg</i>
11199	угловой 45° с крышкой	12 ×1,5-2 мл	18000	24269
11213С/А	угловой 30°	8 ×50 мл	5500	4227
11216	угловой 30° с крышкой	12 ×5 мл	14000	19064
11217С/А	угловой 30°	10 ×10-15 мл	6000	4226
11217С/В	угловой 30°	10 ×15 мл	6000	4226
11461	угловой 45° с крышкой	24 ×1,5-2 мл	15100	21157
11462	угловой 45° с крышкой	36 ×1,5-2 мл	14000	18187
11501С/А	угловой 30°	30 ×10-15 мл	4500	3011
11501С/В	угловой 30°	30 ×10 мл	4500	3011
11715	угловой 30° с крышкой	10 ×10 мл	14000	15558
11716	угловой 45° с крышкой	4x8 ×0,2 мл	14000	15338
11718	угловой 30°	4 ×100 мл	6300	5014
11740С/А	угловой 30°	12 ×10-15 мл	5500	4058
11740С/В	угловой 30°	12 ×10 мл	5500	4058
11741С/А	угловой 30°	8 ×10-15 мл	6000	4226
11741С/В	угловой 30°	8 ×10 мл	6000	4226
11742С	угловой 45°	4 ×25-30 мл	6000	4829
11743	угловой 30°	12 ×25-30 мл	4500	2716
11744С	угловой 30°	10 ×50 мл	4500	2829
11745С/А	угловой 30°	24 ×10-15 мл	5000	3354
11745С/В	угловой 30°	24 ×10 мл	5000	3354
11746	угловой 30°	6 ×50 мл	6000	4427
11944	угловой 45° с крышкой	12 ×5 мл	15000	21381
12183	горизонтальный	4 ×100 мл	4000	2468
12218С	специальный	2 ×1 микропланшета	3000	915
12232	горизонтальный	4 ×70 мл	4000	2307
12300	гематокритный	24 ×капилляра 75 мм	13000	16815