

ЕВА Гистеро, тренажер гистероскопии

Тренажер ЕВА Гистеро предназначен для отработки навыков гистероскопии в реалистичной среде при помощи реального эндоскопического оборудования и инструментов. Возможна отработка навыков диагностики и проведения следующих вмешательств: миомэктомия, полипэктомия, абляция эндометрия, удаление инородных тел, костная метаплазия и септопластика. Сменные искусственные матки имитируют различные патологии и даже кровотечения, расширяя возможности тренинга. В комплект тренажера ЕВА Гистеро входит многофункциональная база, которая также может использоваться с тренажером гидролапароскопии Эндопелвис и урологическим тренажером Адам, влагалище для гистероскопии и влагалище для резектоскопии, нейтральный электрод, две модели матки с патологиями для проведения диагностики и одна модель матки с патологиями для резекции. Компоненты тренажера выполнены из инновационного материала *неодерма*, обладающего уникальным сходством с тканями человека.

Модели матки для диагностики (гистероскопии):

PD.ETH7-RCL/2G Искусственная матка с буквами
(Сертификационная модель Европейской Академии)

PD.ETH7-RCN/2G Искусственная матка с цифрами
(Сертификационная модель Европейской Академии)

PD.ETH7-UT/2G Искусственная матка с мальформацией (в форме "Т")

PD.ETH7-GEST/2G Искусственная матка после имплантации



Модели матки для резекции:

PD.ETH7-2P/2G Матка с патологиями для гистероскопии с 2 полипами

PD.ETH7-4P/2G Матка с патологиями для гистероскопии с 4 полипами

PD.ETH7-PA/2G Матка с полипом и аденомиозом

PD.ETH7-PS/2G Матка с 1 полипом и перегородкой

PD.ETH7-S/2G Матка с перегородкой

PD.ETH7-ADH/2G Матка с эндометриальными спайками

PD.ETH7-MT0/2G Матка с миомой типа "0"

PD.ETH7-MT1T2/2G Матка с миомой тип "1" и тип "2"

PD.ETH7-MET/2G Матка с костной метаплазией

PD.ETH7-HYP/2G Матка с гиперплазией эндометрия

PD.ETH7-ADM/2G Матка с аденомиозом

PD.ETH7-ADC/2G Матка с аденокарциномой

PD.ETH8/2G Искусственная матка с патологиями для биполярной резекции и абляции



PD.ETXY-1

Влагалище для гистероскопии




PD.ETXY-2

Влагалище для резектоскопии



PD.ETH10

Мочевой пузырь.



PD.ETH7-2P/2G



PD.ETH7-4P/2G




PD.ETH7-ADC/2G



PD.ETH7-ADH/2G




PD.ETH7-ADM/2G




PD.ETH7-AM/2G




PD.ETH7-GEST/2G



PD.ETH7-HYP/2G



PD.ETH7-MET/2G



PD.ETH7-MTOT1/2G




PD.ETH7-MTOT2/2G



PD.ETH7-PS/2G



PD.ETH7-S/2G



PD.ETH9/2G