

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УСТРОЙСТВ ПОДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ

Держатель для баллонов



Описание

Держатель для баллонов используется для настенного монтажа одного или нескольких баллонов со сжатым газом ёмкостью 40/50 л; выпускается 1, 2 и 3 складных типа; оснащены цепью с защелкой для безопасной установки баллонов и предотвращения их случайного падения; можно также комбинировать несколько стоек разных типов из соображений экономии места или просто увеличить количество устанавливаемых баллонов.

Компоненты


Кронштейн цилиндра и настенное крепление изготовлены из нержавеющей стали AISI 316.

Цилиндровая стопорная цепь изготовлена из алюминия.

Крепежные крючки.

Технические данные

КОД	КОЛИЧЕСТВО	ВЕС
HS026	2	2,0 кг
HS026A	1	1,0 кг
HS027	3	3,0 кг



ООО «Флоумедикал»

220012, г.Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65 www.flowmedical.by E-mail: info@flowmedical.by