

Откидной ротор, 4-местный




± 90°

n = 4,600 мин⁻¹
макс. RCF 5,063

изображен с подвесами 5625-A
и крышками 5627
с биогерметизацией

Кат. No. (без подвесов) **5699**

объем, мл	1.5	2.0	3	4	4	5	6	7	10	15	25	50	75	94
Ø x L, мм	11 x 38		10x60	10x88	12x60	12x75	12x82	12x100	17x70	17x100	24x100	34x100	35x105	38x102
Кат. No.	2078	0536	-			0553	0501	0578	2079	0518	0519	0521	0548	0549
крышка с биогерметизацией Кат. No. 5627														
подвес Кат. No. 5625-A														
Кат. No.	4730				4732				4733	4734	4735	4736		
Ø отверстия x L, мм	11 x 84				13.5x84				17.5x84	26.5x84	36x80	42x80		
кол-во пробирок на ротор	224		120		80				68	24	12			
макс. RCF верх. / нижн.	3,572/4,637		4,637								4,495			
радиус, мм верх. / нижн.	151/196		196								190			
время разгона, сек	90													
время остановки с торможением, сек	95													
температура, °C	+4													

объем, мл	100	100	250	1.1–1.4	2.6–3.4	2.7–3	4–5.5	4.5–5	4.9	7.5–8.5	9–10	10
Ø x L, мм	44x100	40x115	65x115	8x66	13x65	11x66	15x75	11x92	13x90	15x92	16x92	15x102
Кат. No.	0526	0523	0530	емкости для забора крови / пробирки для мочи								
крышка с биогерметизацией Кат. No. 5627  подвес Кат. No. 5625-A												
												
Кат. No.	4737	4736	4738	4730	4732	4733	4732	4733				
Ø отверстия x L, мм	46x84	42x80	66x80	11 x84	13.5x84	17.5x84	13.5x84	17.5x84				
кол.пробирок на ротор	8	12	4	120	80	68	80	68				
макс. RCF	4,637	4,495	4,637									
радиус, мм	196	190	196									
время разгона	90											
время остановки с торможением	95											
температура, °C	+4											





Большинство адаптеров для подвесов 5625-A и 4880 выполнены составными. Для коротких пробирок необходимо убрать 1- 2 слоя.
В таблицах необходимое количество слоев выделено серым.

Откидной ротор 5699

объем, мл	1.6–5	4–7	4–7	8.5–10	14	15	50	12	25	30	50	10	30	50	85	94	
Ø x L, мм	13x75	13x100	16x75	16x100	16.5x106	17x120	29x115	17x100	25x90	25x110	29x115	16x80	26x95	29x107	38x106	38x102	
Кат. No.	пробирки для крови/мочи						0509	0513	-				-	0545	0546	0547	0538 ¹³⁾
крышка с биогерметизацией Кат. No. 5627																	
																	
подвес Кат. No. 5625-A																	
Кат. No.	4732		4733		4739	4739	4740	4739	4734		4740	4733	4734	4740	4736		
Ø отверстия x L, мм	13.5x84		17.5x84		17x80		30x80	17x80	26.5x84		30x80	17.5x84	26.5x84	30x80	42x80		
кол. пробирок на ротор	80		68		48		20	48	24		20	68	24	20	12		
макс. RCF	4,637															4,495	
радиус, мм	196															190	
время разгона, сек	90																
время остановки с торможением, сек	95																
температура °C	+4																

объем, мл	1.5	2.0	3	4	4	5	6	7	10	15	25	45	50	75	94	100		
Ø x L in mm	11 x38		10x60	10x88	12x60	12x75	12x82	12x100	17x70	17x100	24x100	31x100	34x100	35x105	38x102	40x115		
Кат. No.	2078	0536	-			0553	0501	0578	2079	0518	0519	-	0521	0548	0549	0523		
крышка с биогерметизацией Cat. No. 4883  подвес Кат. No. 4880																		
																		
Кат. No.	4830				4832				4833		4834	4835			4836			
Ø отверстия x L, мм	11 x84				13.5x84				17.5x84		26.5x84	36x80			42x80			
кол. пробирок на ротор	192		96		76						28	16			12			
макс. RCF верх / нижн.	3,572/4,637		4,637														4,495	
радиус, мм верх. / нижн.	151/196		196														190	
время разгона, сек	90																	
время остановки с торможением, сек	95																	
температура °С	+4																	



изображен с подвесами 4880
и крышками 4883
с биогерметизацией

Откидной ротор 5699

объем, мл	100	250	1.1–1.4	2.6–3.4	2.6–3.4	2.7–3	4–5.5	4.5–5	4.9	4.9	7.5–8.5	9–10	9–10	10	1.6–5	1.6–5	
Ø x L, мм in mm	44x100	65x115	8x66	13x65	13x65	11x66	15x75	11x92	13x90	13x90	15x92	16x92	16x92	15x102	13x75	13x75	
Кат. No.	0526	0530	емкости для забора крови / пробирки для мочи														
крышка с биогерметизацией Кат. No. 4883  подвес Кат. No. 4880																	
																	
Кат. No.	4837	4838	4830	4847	4832		4833		4832		4847	4833	4848	4833		4847	4832
Ø отверстия x L, мм	46x84	66x80	11 x84	13.2x61	13.5x84		17.5x84		13.5x84		13.2x61	17.5x84	17.5x61	17.5x84		13.2x61	13.5x84
кол. пробирок на ротор	8	4	96	108			76				108	76	88	76		108	76
макс. RCF	4,637	4,495	4,637	4,116			4,637				4,684	4,637	4,684	4,637		4,116	4,637
радиус, мм	196	190	196	174			196				198	196	198	196		174	196
время разгона, мм	90																
время остановки с торможением, сек	95																
температура °С	+4																

объем, мл	4–7	4–7	4–7	4–7	8	8.5–10	8.5–10	5	14	15	50	50	12	25	30
Ø x L, мм	13x100	13x100	16x75	16x75	16x125	16x100	16x100	17x59	16.5x106	17x120	29x115	29x115	17x100	25x90	25x110
Кат. No.	пробирки для крови / мочи							-		0509	0513	0513	-		-
крышка с биогерметизацией Кат. No. 4883  подвес Кат. No. 4880															
															
Кат. No.	4847	4832	4833	4848	4833	4848	4839	4839	4839	5647	4840	4839 ⁴⁾	4834		
Ø отверстия x L, мм	13.2x61	13.5x84	17.5x84	17.5x61	17.5x84	17.5x61	17x80			30x96.5	30x80	17x80	26.5x84		
Кол. пробирок на ротор	108	76	76	88	76	88	56			28	20	56	28		
макс. RCF	4,684	4,637	4,637	4,684	4,637	4,684	4,637			4,708	4,637				
радиус, мм	198	196	196	198	196	198	196			199	196				
время разгона, сек	90														
время остановки с торможением, сек	95														
температура °C	+4														





Подвес 4885

Подвес 4880 доступен для заказа без крышки и фиксатора замка.
Номер в каталоге 4885.

Откидной ротор 5699

объем, мл	50	50	10	10	30	50	50	85	94	250	290	500	600	650	750
Ø x L, мм	29x115	29x115	16x80	16x80	26x95	29x107	29x107	38x106	38x102	61x122	62x137	96x147	93x134	97x139	97x152
Кат. No.	-	-	-	-	0545	0546	0546	0547	0538	5127	-	Corning®	0551	0554	0512
крышка с биогерметизацией Кат. No. 4883															
подвес Кат. No. 4880															
Кат. No.	5647	4840	4833	4848	4834	4840	5647	4836		4841		Адаптер 4845 + фиксатор замка 431124 (для Corning)	4845	4846	4845
Ø отверстия x L, мм	30x96.5	30x80	17.5x84	17.5x61	26.5x84	30x80	30x96.5	42x80		62x100		98x100	94x95		98x100
кол. пробирок на ротор	28	20	76	88	28	20	28	12				4			
макс. RCF	4,708	4,637	4,637	4,684	4,637	4,708		4,495				4,779			
радиус, мм	199	196	196	198	196	199		190				202			
время разгона, сек	90														
время остановки с торможением, сек	95														
температура °C	+4														

Объем, мл	450	750	30/50		40	160	200		
Ø x L, мм	97 x 113	96 x 135	-						
Кат. No.	4447	4234-A	Falcon®	Corning®	Nunc®	Nunc®	Falcon®	Greiner	Nunc®
крышка с биогерметизацией Кат. No. 4883									
									
подвес Кат. No. 4880									
Кат. No.	4845		4849		4852	4851	4831		
Ø отверстия x L, мм	98 x 100		-						
Кол. пробирок на ротор	4		4						
макс RCF	4,779		4,613						
радиус, мм	202		195						
время разгона, сек	90								
время остановки с торможением, сек	95								
температура °C	+4								





изображен с подвесами 4890
и крышками 4883
с биогазацией



изображен с подвесами 4890

Откидной ротор 5699

объем, мл	1.5	2.0	5	7	8	9	10	15	25	50	100	2.6–3.4	2.7–3	4–5.5	4.5–5
Ø x L, мм	11 x 38		12x75	12x100	16x81	14x100	17x70	17x100	24x100	34x100	44x100	13x65	11x66	15x75	11x92
Кат. No.	2078	0536	0553	0578	-	0500	2079	0518	0519	0521	0526	емкости для забора крови			
крышка с биогерметизацией Кат. No. 4883  подвес Кат. No. 4890															
															
Кат. No.	4432		4433		4434				4438	4439	4442	4435	4433	4434	4433
Ø отверстия x L, мм	11.5 x 38		13x58		17.5x53				26x72	36x79	45x78	13.5x58	13x58	17.5x53	13x58
кол. пробирок на ротор	168		120		76				28	16	8	84	120	76	120
макс. RCF верх. / нижн.	3,407 / 4,542		4,471		4,637				4,353	4,424	4,400	4,471		4,637	4,471
радиус, мм верх. / нижн.	144 / 192		189		196				184	187	186	189		196	189
время разгона, сек	90														
время остановки с торможением, сек	95														
температура °C	+4														

объем, мл	4.9	7.5–8.5	9–10	10	1.6–5	4–7	4–7	8	8.5–10	10	15	50	25	30	50	50	
Ø x L, мм	13x90	15x92	16x92	15x102	13x75	13x100	16x75	16x125	16x100	16x80	17 x120	29x115	25x90	25 x110	29x115	29x107	
Кат. No.	емкости для забора крови / пробирки для мочи										-	0509	0513	-	-	-	0546
крышка с биогерметизацией Кат. No. 4883  подвес Кат. No. 4890																	
																	
Кат. No.	4435	4434		4435		4434				4469	4468	4438	4468	4468	4468	4468	
Ø отверстия x L, мм	13.5x58	17.5x53		13.5x58		17.5x53				17x93.1	31x96	26x72	31x96				
кол. пробирок на ротор	84	76		84		76				56	28	28	28				
макс. RCF	4,471	4,637		4,471		4,637				4,755	4,613	4,566	4,613				
радиус, мм	189	196		189		196				201	195	193	195				
время разгона, сек	90																
время остановки с торможением, сек	95																
температура °C	+4																






Подвес 4895

Подвес 4890 доступен для заказа без крышки и фиксатора замка.
Номер в каталоге 4895.

Откидной ротор 5699

объем, мл	250	290	650	750	175	175	200	225	250	500
Ø x L, мм	61x122	62x137	97x139	97x152	61x118	62x144	60x130	61x137	60x162	96x147
Кат. No.	5127	-	0554	0512	Falcon®	Nalgene®	Nunc®	Falcon®	Corning®	Corning®
крышка с биогерметизацией Кат. No. 4883  подвес Кат. No. 4890										
										
Кат. No.	4443		4451		4440	4430		4440	4430	4449
Ø отверстия x L, мм	62x92		98.4x116		-					
кол. пробирок на ротор	4									
макс. RCF	4,873				5,063					
радиус, мм	206				214					
время разгона, сек	90									
время остановки с торможением, сек	95									
температура °C	+4									

объем, мл	450	750	450
Ø x L, мм	97 x 113	96 x 135	тройная систем без фильтра
Кат. No.	4447	4234-A	мешки для крови
 крышка с биогерметизацией Кат. No. 4883 подвес Кат. No. 4890			
Кат. No.	4451		-
Ø отверстия x L, мм	98.4 x 116		
кол. пробирок на ротор	4		
max. RCF	5,063		
радиус, мм	214		
время разгона, сек	90		
время остановки с торможением, сек	95		
температура °C	+4		





подвес 5691-А, вставка 5692
держатели 5693 и 5695



изображен с подвесами 5628
и адаптерами 6338-В

Откидной ротор 5699

объем, мл	450	
мешки для крови	тройная система	четырёхместная система
Кат. No.	5693	5695
 подвес Кат. No. 5691-А	 держатель для систем без фильтра	 держатель для систем с/без фильтра
	 держатель для систем с/без фильтра	
Кат. No.	5692	
Ø отверстия x L, мм	-	
кол. систем с мешками для крови на ротор	4	
макс. RCF	4,637	
радиус, мм	196	
время разгона, сек	90	
время остановки с торможением, сек	95	
температура °C	+11	

объем, мл	-
ДхШхВ, мм	152.5х85.5х12
Кат. No.	-
 подвес Кат. No. 5636	Биочип
	 держатель для систем с/без фильтра
Кат. No.	5648
Ø отверстия x L, мм	-
кол. биочипов на ротор	12
макс. RCF	4,921
радиус, мм	208
время разгона, сек	90
время остановки с торможением, сек	95
температура °C	+4


объем, мл	1.5	2.0	3	5	6	7	9	25	50	100	100	250
Ø x L, мм	11 x38		10x60	12x75	12x82	12x100	14x100	24x100	34x100	44x100	40x115	65x115
Кат. No.	2078	0536	-	0553	0501	0578	0500	0519	0521	0526	0523	0530
безкрышки 5629) рамка-адаптер Cat. No. 5220-A  подвес Cat. No. 5628												
	+ 5220-A 		+ 5220-A 	+ 5220-A 		+ 5220-A 	+ 5220-A 	+ 5220-A 	+ 5220-A 	+ 5220-A 	+ 5220-A 	
Cat. No.	5281		5267	5268			5264	5242	5243	5262	5249	5263-A
Ø отверстия x L, мм	11.5x50		11 x44	13.5x52			16x50	26x86	36x86	45.5x86	42x86	66x87
кол. пробирок на ротор	128		160	96			96	40	16	8		4
макс. RCF	4,164		4,069	4,164			4,116	4,093		4,069		4,045
радиус, мм	176		172	176			174	173		172		171
время разгона, сек	90											
время остановки с торможением, сек	95											
температура °C	+4											






изображен с подвесами 5628,
рамкой-адаптером 5220-А и
адаптерами 5258

Откидной ротор 5699

объем, мл	1.1–1.4	2.6–3.4	2.7–3	4–5.5	4.5–5	4.9	7.5–8.5	9–10	1.6–5	4–7	4–7	8.5–10
Ø x L, мм	8x66	13x65	11x66	15x75	11x92	13x90	15x92	16x92	13x75	16x75	13x100	16x100
Кат. No.	емкости для забора крови / пробирки для мочи											
(безкрышки 5629) рамка-адаптер Кат. No. 5220-A  подвес Кат. No. 5628												
	+ 5220-A	+ 5220-A	+ 5220-A	+ 5220-A	+ 5220-A	+ 5220-A	+ 5220-A	+ 5220-A	+ 5220-A	+ 5220-A	+ 5220-A	+ 5220-A
Кат. No.	5267	5268	5227	5264	5227	5268	5264	5258	5268	5264	5268	5258
Ø отверстия x L, мм	11x44	13.5x52	12.5x42	16x50	12.5x42	13.5x52	16x50	17.6x86	13.5x52	16x50	13.5x52	17.6x86
кол. пробирок на ротор	160	96	160	96	160	96	96	88	96		88	
макс. RCF	4,069	4,164	4,116			4,164	4,116	4,093	4,164	4,116	4,164	4,093
радиус, мм	172	176	174			176	174	173	176	174	176	173
время разгона, сек	90											
время торможения, сек	95											
температура °C	+4											

объем, мл	15	30	50	50	250	двухуровневый адаптер для цитологических принадлежностей
Ø x L, мм	17 x 120	25 x 110	29 x 115	29 x 115	61 x 122	цитологические камеры
Кат. No.	0509	-	0513	-	5127 ²⁸⁾	
(без крышки 5629) рамка-адаптер Кат. No. 5220-A  подвес Кат. No. 5628						
		+ 5220-A 			+ 5220-A + 6319 	+ 5220-A 
Кат. No.	6337-B	5266	6338-B	6339-A	5263-A	5280
Ø отверстия x L, мм	17x90	26x86	30x90	30x87	66x87	-
кол. пробирок на ротор	56	40	24	24	4	16
макс. RCF верх. / нижн.	4,258	4,187	4,258	4,187		2,744 / 4,069
радиус, мм верх. / нижн.	180	177	180	177		116 / 172
время разгона, сек	90					
время остановки с торможением, сек	95					
температура °C	+4					



Подвес 5628, рамка-адаптер 5220-А и
адаптеры 5258



Подвес 5628 и адаптер 6338-B



изображен с подвесами 5628
и крышками 5629
с биогерметизацией
и рамка для извлечения 4626


Откидной ротор 5699

ДхШхВ, мм	86х128х15	86х128х17.5	86х128х22	86х128х44.5	86х128х46	86х128х83	59х84х11	82х124х20	-
объем, мл	-								0.2
Кат. No.	МТР		СР	DWP	MS	QP	Микропланшет (Terasaki)	Планшет для ПЦР 96 лунок	ПЦР стрип
крышка с биогерметизацией Кат. No. 5629									
подвес Кат. No. 5628									
Кат. No.	4626							4626 + 1485	
Ø отверстия x L, мм	-								
кол. планшетов / стрипов на ротор	24	20	16	4	4	4	8	4	48х8
макс. RCF	4,211								
радиус, мм	макс. 178								
время разгона, сек	90								
время остановки с торможением, сек	95								
температура °C	+4								



изображен с подвесами 5630-B
и рамкой для извлечения 4626

Откидной ротор 5699

объем, мл	40	160	200		
ДхШхВ, мм	-				
Кат. No.	Nunc®	Nunc®	Falcon®	Greiner	Nunc®
 подвес Кат. No. 5630-B					
					
Кат. No.	5672	5673	5671		
Ø отверстия x L, мм	-				
кол. колб на ротор	4				
макс. RCF	3,785				
радиус, мм	160				
время разгона, сек	90				
время остановки с торможением, мм	95				
температура °C	+4				

объем, мл	86x128x15	86x128x17.5	86x128x22	86x128x44.5	86x128x46	86x128x83	59x84x11	82x124x20	-
ДхШхВ, мм	-								
Кат. No.	MTP		CP	DWP	MS	QP	Microtest plate (Terasaki)	PCR plate, 96 wells	PCR strips
 подвес Кат. No. 5630-B									
	 4626							 4626 + 1485	
Кат. No.	4626								
Ø отверстия x L, мм	-								
кол. планшетов / стрипов на ротор	20	16	12	4	4	4	8	4	48x8
макс. RCF	3,832								
радиус, мм	макс. 162								
время разгона, сек	90								
время остановки с торможением, сек	95								
температура °C	+4								