

## Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03-«Тритон» А1.21



Предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.

### Общие характеристики

|                                             |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Категории пациентов                         | Взрослые, дети, новорожденные                                                                  |
| Разъемы                                     | Для подключения к компьютерной сети<br>USB<br>Сетевая карта с LAN-портом для подключения к СЦМ |
| Питание                                     | 220 В, 50 Гц<br>Аккумулятор не менее 2 часов работы                                            |
| Дисплей                                     | 15" цветной, сенсорный<br>Кнопки быстрого доступа к параметрам<br>Энкодер                      |
| Одновременное отображение кривых на дисплее | 6                                                                                              |
| Транспортировка                             | Ручка на верхней части корпуса                                                                 |
| Система тревог                              | 3 уровня приоритетности<br>Настройка границ тревог                                             |
| Тренды                                      | Графические и цифровые, до 240 часов                                                           |

### Каналы мониторинга

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Электрокардиография (ЭКГ) | ЭКГ 12 отведений:<br>I, II, III, aVL, aVR, aVF, V <sub>1</sub> -V <sub>6</sub> |
|                           | Анализ вариабельности сердечного ритма (BCP)                                   |
|                           | Анализ ST-сегмента                                                             |
|                           | Частота сердечных сокращений                                                   |
|                           | Анализ и автоматическое распознавание аритмий                                  |

|                                                             |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пульсоксиметрия Masimo SET®                                 | Частота пульса                                                                                                                    |
|                                                             | Насыщение артериальной крови кислородом (SpO <sub>2</sub> )                                                                       |
|                                                             | Фотоплетизмограмма                                                                                                                |
|                                                             | Индекс перфузии                                                                                                                   |
| Термометрия                                                 | Два канала                                                                                                                        |
|                                                             | Измерение разности температур                                                                                                     |
| Импедансный метод измерения параметров дыхания              | ЧД                                                                                                                                |
|                                                             | Респирограмма                                                                                                                     |
| Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД)        | Сист / Сред / Диаст АД                                                                                                            |
| Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики | CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV<br>Собственная технология<br>объемно-компрессионной осцилометрии |
| Капнография в прямом потоке                                 | EtCO <sub>2</sub> , FiCO <sub>2</sub> , ЧД.                                                                                       |
|                                                             | Капнограмма                                                                                                                       |
| Глубина анестезии (уровень седации)                         | Индекс активности головного мозга AI.                                                                                             |
|                                                             | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), EMG, индекс качества сигнала                                                                         |

## Возможности дооснащения:

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Термопринтер. Печать до трёх кривых                                                  |
| Стойка-тележка для мониторов                                                         |
| Кронштейн для крепления мониторов, не менее двух степеней свободы                    |
| Продление периода гарантийного периода на 12 месяцев, без учёта расходных материалов |
| Канал инвазивного измерения артериального давления (два канала ИАД)                  |