

Совместимые роторы и адаптеры
(в стандартную поставку не входят)

Тип ротора	Тип адаптера	Мест	Объем, мл	Размеры/форм-фактор	Макс. RCF
1146 откидной	-	6	4	круглодонные Ø10x88 мм	3 112
	-		4,5,5	Ø15x75 мм д/крови/мочи	
	-		4,5,5	Ø11x92 мм д/крови/мочи	
	-		4,7	круглодонные Ø13x100 мм	
	-		4,9	Ø13x90 мм д/крови/мочи	
	-		7,5-10	Ø15/16x92 мм д/крови/мочи	
	-		8,5,10	круглодонные Ø16x100 мм	
	-		12	круглодонные Ø17x102 мм	
	-		15	круглодонные Ø17x100 мм	
	1053		1,1-1,4	Ø8x66 мм д/крови/мочи	2618
			2,6-3,4	Ø13x65 мм д/крови/мочи	
			2,7-3	Ø11x66 мм д/крови/мочи	
			5	круглодонные Ø12x75 мм	2 618
			1,6-5	Ø13x75 мм д/крови/мочи	
	1063		0,5	круглодонные Ø10,7x36 мм	1 877
	0767		4-7	круглодонные Ø12x82 мм	2 866
			6	круглодонные Ø16x75 мм	
1148 откидной	1131-A	8	1,6-5	круглодонные Ø13x75 мм	2 911
			2,6-3,4	Ø13x65 мм д/крови/мочи	
			2,7-3	Ø11x66 мм д/крови/мочи	
			5	круглодонные Ø12x75 мм	
			6	круглодонные Ø12x82 мм	
	1132-A		4-5,5	Ø15x75 мм д/крови/мочи	
			4-7	Ø16x75 мм д/крови/мочи	
			10	круглодонные Ø17x70 мм	
1142 откидной	1127-A	12	1,6-5	Ø13x75 мм д/крови/мочи	2 963
			2,7-3	Ø11x66 мм д/крови/мочи	
			2,6-3,4	Ø13x65 мм д/крови/мочи	
			5	круглодонные Ø12x75 мм	
1133 угловой	-	12	5	круглодонные Ø12x75 мм	2 879
	-		6	круглодонные Ø12x82 мм	
	-		7	круглодонные Ø12x100 мм	

1137 угловой	-	6	50	круглодонные Ø34x100 мм	4 025
	1631		15	конические Ø17x98 мм	3 824
	1632	18	7	круглодонные Ø12x100 мм	3 944
	1633	6	25	круглодонные Ø24x100 мм	3 703
			30	круглодонные Ø26x95 мм	
	1634		50	круглодонные Ø29x107 мм	3 904
	1635		15	круглодонные Ø17x100 мм	3 783
			1,6-5	Ø13x75 мм д/крови/мочи	2 978
			4-7	Ø13x100мм д/крови/мочи	3783
			9-10	Ø16x92 мм д/крови/мочи	3 783
			10	Ø15x102 мм д/крови/мочи	
1641	3	50	круглодонные Ø29x115 мм	3 824	
1139 угловой	1063	12	0,5	Ø10,7x36 мм	2 777
	1058		4-7	Ø13x100 мм д/крови/мочи	4 146
	1054-A		5	круглодонные Ø12x75 мм	3 300
			1,6-5	Ø13x75 мм д/крови/мочи	3300
			1,1-1,4	Ø8x66 мм д/крови/мочи	
			2,6-3,4	Ø13x65 мм д/крови/мочи	
			2,7-3	Ø11x66 мм д/крови/мочи	
	-		4,5-5	Ø11x92 мм д/крови/мочи	4 146
	-		4,9	Ø13x90 мм д/крови/мочи	
	-		7,5-10	Ø15/16x92 мм д/крови/мочи	
	-		10	Ø15x102 мм д/крови/мочи	
	-		8	Ø16x125 мм д/крови/мочи	
	-		8,5-10	Ø15x100 мм д/крови/мочи	
	-		12	Ø17x102 мм д/крови/мочи	
	-		15	круглодонные Ø12x75 мм	3 300
	-	15	коническая Ø12x75 мм	4 146	