


СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ КОБАЛЬТОВО-ХРОМОВЫЕ KOS

с системой доставки Rapid Exchange (Rx)



Кобальтово-хромовый стент для коронарной ангиопластики монтируется на баллоне. Изготовлен с применением новейшей технологии.

Технические данные

Материал	Кобальтово-хромовый сплав L605
Видимость при флюороскопии	Хорошая
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасный
Совместимость с проводником	.014"
Минимальный направляющий катетер	5F(.056")*
Время сдувания баллона	Очень короткое
Сокращение длины после имплантации	<2%
Уменьшение просвета	<2%
Радиальная сила	Высокая
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Сжатый профиль стента	.036"**
Диаметр проксимальной части	2F/0.65 мм
Диаметр дистальной части	2.7F/0.90 мм
Номинальное давление	10 атм.
Длина катетера	140 см

* для стента диаметром 4.5 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (0.64")

** для стента диаметром 3 мм

Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента
ZSTC2.25x0814C	2.25 / 8 мм	ZSTC3.50x0814C	3.50 / 8 мм
ZSTC2.25x1014C	2.25 / 10 мм	ZSTC3.50x1014C	3.50 / 10 мм
ZSTC2.25x1214C	2.25 / 12 мм	ZSTC3.50x1214C	3.50 / 12 мм
ZSTC2.25x1514C	2.25 / 15 мм	ZSTC3.50x1514C	3.50 / 15 мм
ZSTC2.25x1814C	2.25 / 18 мм	ZSTC3.50x1814C	3.50 / 18 мм
ZSTC2.25x2214C	2.25 / 22 мм	ZSTC3.50x2214C	3.50 / 22 мм
ZSTC2.25x2514C	2.25 / 25 мм	ZSTC3.50x2514C	3.50 / 25 мм
ZSTC2.25x2914C	2.25 / 29 мм	ZSTC3.50x2914C	3.50 / 29 мм
ZSTC2.25x3414C	2.25 / 34 мм	ZSTC3.50x3414C	3.50 / 34 мм
ZSTC2.50x0814C	2.50 / 8 мм	ZSTC3.75x0814C	3.75 / 8 мм
ZSTC2.50x1014C	2.50 / 10 мм	ZSTC3.75x1014C	3.75 / 10 мм
ZSTC2.50x1214C	2.50 / 12 мм	ZSTC3.75x1214C	3.75 / 12 мм
ZSTC2.50x1514C	2.50 / 15 мм	ZSTC3.75x1514C	3.75 / 15 мм
ZSTC2.50x1814C	2.50 / 18 мм	ZSTC3.75x1814C	3.75 / 18 мм
ZSTC2.50x2214C	2.50 / 22 мм	ZSTC3.75x2214C	3.75 / 22 мм
ZSTC2.50x2514C	2.50 / 25 мм	ZSTC3.75x2514C	3.75 / 25 мм
ZSTC2.50x2914C	2.50 / 29 мм	ZSTC3.75x2914C	3.75 / 29 мм
ZSTC2.50x3414C	2.50 / 34 мм	ZSTC3.75x3414C	3.75 / 34 мм
ZSTC2.75x0814C	2.75 / 8 мм	ZSTC4.00x0814C	4.00 / 8 мм
ZSTC2.75x1014C	2.75 / 10 мм	ZSTC4.00x1014C	4.00 / 10 мм
ZSTC2.75x1214C	2.75 / 12 мм	ZSTC4.00x1214C	4.00 / 12 мм
ZSTC2.75x1514C	2.75 / 15 мм	ZSTC4.00x1514C	4.00 / 15 мм
ZSTC2.75x1814C	2.75 / 18 мм	ZSTC4.00x1814C	4.00 / 18 мм
ZSTC2.75x2214C	2.75 / 22 мм	ZSTC4.00x2214C	4.00 / 22 мм
ZSTC2.75x2514C	2.75 / 25 мм	ZSTC4.00x2514C	4.00 / 25 мм
ZSTC2.75x2914C	2.75 / 29 мм	ZSTC4.00x2914C	4.00 / 29 мм
ZSTC2.75x3414C	2.75 / 34 мм	ZSTC4.00x3414C	4.00 / 34 мм
ZSTC3.00x0814C	3.00 / 8 мм	ZSTC4.50x0814C	4.50 / 8 мм
ZSTC3.00x1014C	3.00 / 10 мм	ZSTC4.50x1014C	4.50 / 10 мм
ZSTC3.00x1214C	3.00 / 12 мм	ZSTC4.50x1214C	4.50 / 12 мм
ZSTC3.00x1514C	3.00 / 15 мм	ZSTC4.50x1514C	4.50 / 15 мм
ZSTC3.00x1814C	3.00 / 18 мм	ZSTC4.50x1814C	4.50 / 18 мм
ZSTC3.00x2214C	3.00 / 22 мм	ZSTC4.50x2214C	4.50 / 22 мм
ZSTC3.00x2514C	3.00 / 25 мм	ZSTC4.50x2514C	4.50 / 25 мм
ZSTC3.00x2914C	3.00 / 29 мм	ZSTC4.50x2914C	4.50 / 29 мм
ZSTC3.00x3414C	3.00 / 34 мм	ZSTC4.50x3414C	4.50 / 34 мм
ZSTC3.25x0814C	3.25 / 8 мм	ZSTC5.00x0814C	5.00 / 8 мм
ZSTC3.25x1014C	3.25 / 10 мм	ZSTC5.00x1014C	5.00 / 10 мм
ZSTC3.25x1214C	3.25 / 12 мм	ZSTC5.00x1214C	5.00 / 12 мм
ZSTC3.25x1514C	3.25 / 15 мм	ZSTC5.00x1514C	5.00 / 15 мм
ZSTC3.25x1814C	3.25 / 18 мм	ZSTC5.00x1814C	5.00 / 18 мм
ZSTC3.25x2214C	3.25 / 22 мм	ZSTC5.00x2214C	5.00 / 22 мм
ZSTC3.25x2514C	3.25 / 25 мм	ZSTC5.00x2514C	5.00 / 25 мм
ZSTC3.25x2914C	3.25 / 29 мм	ZSTC5.00x2914C	5.00 / 29 мм
ZSTC3.25x3414C	3.25 / 34 мм	ZSTC5.00x3414C	5.00 / 34 мм

Примерный номер по каталогу: ZSTC4.50x3414C.