




МЕДИЦИНСКИЕ ТРУБЫ



Медицинские трубы

Труба из меди Cu-DHP **MedicalFein** отвечает требованиям Директивы 93/42/СЕЕ и классифицируется как приспособление медицинского назначения класса IIA для изготовления систем для медицинских газов, их смесей, воздуха, вакуума и удаления анестезирующих газов, согласно требованиям соответствующих унифицированных норм. Так как норма EN 13348 является унифицированной в соответствии с директивой Ped, труба из меди Cu-DHP **MedicalFein** отвечает также всем требованиям

Внутренняя поверхность трубы Cu-DHP **MedicalFein**, практически не имеющей углеродных остатков, обеспечивает защиту от коррозии. Каждая выпущенная партия сопровождается сертификатом согласно пункту 3.1 нормы EN 10204, подтверждающим соответствие требованиям нормы EN 13348.

Сертификат EN 13348 с квалификационной оценкой материалов, соответствующих требованиям EN 10204.

Медная труба DHP доступна в мягких 50-метровых катушках или жестких и полутвердых 5-метровой длине, имеющих маркировку CE в соответствии с директивой 93/42/ЕЕС и следующими поправками, приведенных в директиве 2007/47/ЕЕС.

TONOLI I ERGSCIA ITALY MEDICAL FEIN EN 13348 28X1 T 12 LOT 54234 CE 0548

ООО «Флоумедикал»

220012, г.Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом. 213
Тел/факс: 8(017) 350-61-65 www.flowmedical.by E.mail: info@flowmedical.by

Медицинские трубы Сертифицированные размеры



| Код | Стандарт | Размеры | Вид | Количество в упаковке | | Рабочее давление |
|-------|----------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------|------------------|
| | | диаметр x вес x длина | | Метры | Штуки | бар |
| M1063 | EN 13348 | 6,00 x 1,00 x 50'000 мм | Гибкие трубы | 50 | 1 | 148 |
| M1083 | EN 13348 | 8,00 x 1,00 x 50'000 мм | Гибкие трубы | 50 | 1 | 111 |
| M1103 | EN 13348 | 10,00 x 1,00 x 50'000 мм | Гибкие трубы | 50 | 1 | 89 |
| M1123 | EN 13348 | 12,00 x 1,00 x 50'000 мм | Гибкие трубы | 50 | 1 | 74 |
| M1143 | EN 13348 | 14,00 x 1,00 x 50'000 мм | Гибкие трубы | 50 | 1 | 63 |
| M1163 | EN 13348 | 16,00 x 1,00 x 50'000 мм | Гибкие трубы | 50 | 1 | 55 |
| M1183 | EN 13348 | 18,00 x 1,00 x 50'000 мм | Гибкие трубы | 50 | 1 | 48 |
| M1223 | EN 13348 | 22,00 x 1,00 x 50'000 мм | Гибкие трубы | 50 | 1 | 39 |
| M2083 | EN 13348 | 8,00 x 1,00 x 5'000 мм | Твердые | 100 | 20 | 146 |
| M2102 | EN 13348 | 10,00 x 0,60 x 5'000 мм | Твердые | 100 | 20 | 73 |
| M2103 | EN 13348 | 10,00 x 1,00 x 5'000 мм | Твердые | 100 | 20 | 117 |
| M2122 | EN 13348 | 12,00 x 0,60 x 5'000 мм | Твердые | 100 | 20 | 61 |
| M2123 | EN 13348 | 12,00 x 1,00 x 5'000 мм | Твердые | 100 | 20 | 97 |
| M2143 | EN 13348 | 14,00 x 1,00 x 5'000 мм | Твердые | 100 | 20 | 84 |
| M2152 | EN 13348 | 15,00 x 0,70 x 5'000 мм | Твердые | 50 | 10 | 56 |
| M2153 | EN 13348 | 15,00 x 1,00 x 5'000 мм | Твердые | 50 | 10 | 78 |
| M2163 | EN 13348 | 16,00 x 1,00 x 5'000 мм | Твердые | 50 | 10 | 73 |
| M2183 | EN 13348 | 18,00 x 1,00 x 5'000 мм | Твердые | 50 | 10 | 63 |
| M2222 | EN 13348 | 22,00 x 0,90 x 5'000 мм | Твердые | 50 | 10 | 50 |
| M2223 | EN 13348 | 22,00 x 1,00 x 5'000 мм | Твердые | 50 | 10 | 52 |
| M2282 | EN 13348 | 28,00 x 0,90 x 5'000 мм | Твердые | 40 | 8 | 39 |
| M2283 | EN 13348 | 28,00 x 1,00 x 5'000 мм | Твердые | 40 | 8 | 41 |
| M2284 | EN 13348 | 28,00 x 1,50 x 5'000 мм | Твердые | 40 | 8 | 61 |
| M2351 | EN 13348 | 35,00 x 1,00 x 5'000 мм | Твердые | 20 | 4 | 33 |
| M2352 | EN 13348 | 35,00 x 1,20 x 5'000 мм | Твердые | 20 | 4 | 39 |
| M2353 | EN 13348 | 35,00 x 1,50 x 5'000 мм | Твердые | 20 | 4 | 49 |
| M2421 | EN 13348 | 42,00 x 1,00 x 5'000 мм | Твердые | 20 | 4 | 27 |
| M2422 | EN 13348 | 42,00 x 1,20 x 5'000 мм | Твердые | 20 | 4 | 33 |
| M2423 | EN 13348 | 42,00 x 1,50 x 5'000 мм | Твердые | 20 | 4 | 41 |
| M2541 | EN 13348 | 54,00 x 1,00 x 5'000 мм | Твердые | 10 | 2 | 21 |
| M2542 | EN 13348 | 54,00 x 1,20 x 5'000 мм | Твердые | 10 | 2 | 25 |
| M2543 | EN 13348 | 54,00 x 1,50 x 5'000 мм | Твердые | 10 | 2 | 32 |
| M2544 | EN 13348 | 54,00 x 2,00 x 5'000 мм | Твердые | 10 | 2 | 42 |
| M2644 | EN 13348 | 64,00 x 2,00 x 5'000 мм | Твердые | 5 | 1 | 36 |
| M2672 | EN 13348 | 66,70 x 1,20 x 5'000 мм | Твердые | 5 | 1 | 21 |
| M2764 | EN 13348 | 76,10 x 1,50 x 5'000 мм | Твердые | 5 | 1 | 23 |
| M2765 | EN 13348 | 76,10 x 2,00 x 5'000 мм | Твердые | 5 | 1 | 30 |
| M5123 | EN 13348 | 12,00 x 1,00 x 5'000 мм | Полутвёрдые | 100 | 20 | 84 |
| M5152 | EN 13348 | 15,00 x 0,70 x 5'000 мм | Полутвёрдые | 50 | 10 | 49 |
| M5153 | EN 13348 | 15,00 x 1,00 x 5'000 мм | Полутвёрдые | 50 | 10 | 67 |
| M5222 | EN 13348 | 22,00 x 0,90 x 5'000 мм | Полутвёрдые | 50 | 10 | 43 |
| M5223 | EN 13348 | 22,00 x 1,00 x 5'000 мм | Полутвёрдые | 50 | 10 | 45 |
| M5282 | EN 13348 | 28,00 x 0,90 x 5'000 мм | Полутвёрдые | 40 | 8 | 34 |
| M5283 | EN 13348 | 28,00 x 1,00 x 5'000 мм | Полутвёрдые | 40 | 8 | 35 |

ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом. 213
Тел/факс: 8(017) 350-61-65 www.flowmedical.by E-mail: info@flowmedical.by