

# Индукторы для аппарата УниСПОК



## **ИАМВ 1**

ИАМВ 1 - индуктор аппарата "УниСПОК" широко применяемый в урологии и андрологии. Предназначен для комплексного лечения хронического простатита, нейроэндокринных нарушений с бесплодием, импотенции, половой дисфункции и т.д.

---



## **ИАМВ 2**

ИАМВ 2 - индуктор аппарата "УниСПОК", Разработан для лечения и профилактики заболеваний женской половой сферы. Применяется в гинекологии.

---



## **ИАМВ 3**

ИАМВ 3 - индуктор аппарата "УниСПОК", специально разработан для целенаправленного лечения заболеваний кожных покровов, ротовой полости, лор-органов. Применяется в дерматовенерологии, отоларингологии, стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, пластической хирургии, косметологии и т.д.

---



## **ИАМВ 4**

ИАМВ 4 - индуктор аппарата "УниСПОК", специально разработанный в рамках внедрения новой технологии немедикаментозной гемокоррекции - экстракорпоральной аутогемомагнитотерапии. Применяется в интенсивной терапии.

---

## **ИАМВ 5**



ИАМВ 5 – индуктор аппарата «УниСПОК», служит для системного воздействия на организм с целью повышения жизненных сил и ускорения восстановления. Выполнен индуктор в виде обычного матраца, на который ложится пациент. Имеет широкие показания к применению в клинической, восстановительной и спортивной медицине.

### ИАМВ 6



ИАМВ 6 - индуктор аппарата «УниСПОК», предназначен для проведения магнитотерапии и магнитофореза при лечении травм и заболеваний суставов, ушибов различной локализации, повреждений связочного аппарата растяжении и т. д. Выполнен индуктор в виде широкого манжета с фиксаторами. Применяется в травматологии, ортопедии, дерматологии, спортивной медицине, ревматологии и т. д.

### ИАМВ 7



ИАМВ 7 – индуктор аппарата «УниСПОК», предназначен для воздействия неинвазивным методом низкочастотной магнитотерапии на кровь. Магнитное поле специальной формы, воздействует на кровь, благодаря индуктору, размещаемому над областью проекции крупных сосудов. Применяется в спортивной медицине, терапии, хирургии, неврологии, нейрохирургии, восстановительной медицине, ревматологии и т. д.



### ИАМВ 8

ИАМВ 8 - индуктор аппарата «УниСПОК», предназначен для воздействия низкочастотным магнитным полем на весь организм, либо обширные участки тела. Применяется в педиатрии, терапии, хирургии, восстановительной медицине, неврологии и т. д.



### ИАМВ 9

ИАМВ 9 – индуктор аппарата «УниСПОК», предназначен для омагничивания растворов и жидкостей. Имеет широкие показания к повсеместному применению в медицине.

| Тип индуктора                    | Длина, мм | Ширина, мм | Высота (диаметр), мм | Магнитная индукция, мТл | Масса, кг |
|----------------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| Электронный блок УниСПОК (мод.1) | 235       | 170        | 105                  |                         | 3,5       |

|                                   |      |     |     |        |      |
|-----------------------------------|------|-----|-----|--------|------|
| Электронный блок УниСПОК (мод. 2) | 235  | 170 | 105 |        | 3,5  |
| ИАМВ 1                            | 120  |     | 40  | 15±3   | 0,2  |
| ИАМВ 2                            | 160  |     | 70  | 15±3   | 0,3  |
| ИАМВ 3                            | 110  | 70  | 50  | 25±5   | 0,7  |
| ИАМВ 4                            | 125  | 75  | 55  | 120±30 | 0,25 |
| ИАМВ 5                            | 1920 | 750 | 10  | 5±3    | 1,0  |
| ИАМВ 6                            | 720  | 185 | 20  | 12±3   | 0,5  |
| ИАМВ 7                            | 30   |     | 55  | 70±20  | 0,25 |
| ИАМВ 8                            | 640  | 370 | 20  | 5±3    | 0,6  |
| ИАМВ 9                            | 140  |     | 135 | 20±5   | 1,5  |