


СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ БИФУРКАЦИОННЫЕ с системой доставки Rapid Exchange (Rx)

BIOSS®


Инновационная система бифуркационных стентов:

- один профилированный баллон, соответствующий размерам коронарных бифуркационных артерий
- уникальная конфигурация системы доставки, обеспечивающая безопасность и эффективность во время процедуры имплантации стента
- система доставки ограничивает до минимума негативные последствия процедуры, защищая устье боковой ветви от травмирования
- большая ячейка стента в месте входа в боковую ветвь позволяет ввести в нее стент требуемого размера
- точность процедуры имплантации обеспечивается благодаря трем рентгеноконтрастным маркерам.

Технические данные

Материал платформы стента	316LVM нержавеющая сталь
Покрытие катетера	Гидрофильное
МРТ	Безопасное
Ферромагнетизм	Нет
Видимость при флюороскопии	Отличная
Радиальная сила	Высокая
Легкость прохождения по сосудам	Отличная
Время раздувания и сдувания	Очень короткое
Диаметр проксимальной части	2F (0.65 мм)
Диаметр дистальной части	2,7F (0.90 мм)
Совместимость с проводником	Макс. 0.14"
Совместимость с катетером	5F (056")
Номинальное давление	10 атм.
Тип системы доставки	Rapid Exchange
Длина катетера	140 см

СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ БИФУРКАЦИОННЫЕ **BIOSS®** с системой доставки Rapid Exchange (Rx)

Оптимизированный бифуркационный коронарный стент BMS.
Система стента с одним профилируемым баллоном на проводнике 0.014" для сокращения времени имплантации.
Специальная система стента не допускает окклюзии боковой ветви и защищает ее устье от повреждения.

Номинальный диаметр стента

Кат. №	Дистальный	Проксимальный	Номинальная длина стента
ZSTB2.50x3.25x1514	2.50 мм	3.25 мм	15 мм
ZSTB2.75x3.50x1514	2.75 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.50x1514	3.00 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.75x1514	3.00 мм	3.75 мм	
ZSTB3.50x4.25x1514	3.50 мм	4.25 мм	
ZSTB3.75x4.50x1514	3.75 мм	4.50 мм	
ZSTB2.50x3.25x1814	2.50 мм	3.25 мм	18 мм
ZSTB2.75x3.50x1814	2.75 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.50x1814	3.00 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.75x1814	3.00 мм	3.75 мм	
ZSTB3.50x4.25x1814	3.50 мм	4.25 мм	
ZSTB3.75x4.50x1814	3.75 мм	4.50 мм	
ZSTB2.50x3.25x2314	2.50 мм	3.25 мм	23 мм
ZSTB2.75x3.50x2314	2.75 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.50x2314	3.00 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.75x2314	3.00 мм	3.75 мм	
ZSTB3.50x4.25x2314	3.50 мм	4.25 мм	
ZSTB3.75x4.50x2314	3.75 мм	4.50 мм	

Примерный номер по каталогу: ZSTB3.50x4.25x1814.

СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ БИФУРКАЦИОННЫЕ С ПАКЛИТАКСЕЛЕМ **BIOSS® expert** с системой доставки Rapid Exchange (Rx)

Бифуркационный оптимизированный коронарный стент, выделяющий паклитаксель Bioss Expert
Система стента с одним профилируемым баллоном на проводнике 0.014" для сокращения времени имплантации.
Специальная система стента не допускает окклюзии боковой ветви и защищает ее устье от повреждения.

Номинальный диаметр стента

Кат. №	Дистальный	Проксимальный	Номинальная длина стента
ZSTB2.50x3.25x1514L	2.50 мм	3.25 мм	15 мм
ZSTB2.75x3.50x1514L	2.75 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.50x1514L	3.00 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.75x1514L	3.00 мм	3.75 мм	
ZSTB3.50x4.25x1514L	3.50 мм	4.25 мм	
ZSTB3.75x4.50x1514L	3.75 мм	4.50 мм	
ZSTB2.50x3.25x1814L	2.50 мм	3.25 мм	18 мм
ZSTB2.75x3.50x1814L	2.75 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.50x1814L	3.00 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.75x1814L	3.00 мм	3.75 мм	
ZSTB3.50x4.25x1814L	3.50 мм	4.25 мм	
ZSTB3.75x4.50x1814L	3.75 мм	4.50 мм	
ZSTB2.50x3.25x2314L	2.50 мм	3.25 мм	23 мм
ZSTB2.75x3.50x2314L	2.75 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.50x2314L	3.00 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.75x2314L	3.00 мм	3.75 мм	
ZSTB3.50x4.25x2314L	3.50 мм	4.25 мм	
ZSTB3.75x4.50x2314L	3.75 мм	4.50 мм	

Примерный номер по каталогу: ZSTB3.50x4.25x1814L.

СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ БИФУРКАЦИОННЫЕ С СИРОЛИМУСОМ **BIOSS[®] LIM** с системой доставки Rapid Exchange (Rx)

Оптимизированный бифуркационный коронарный стент, выделяющий сиролимус.
Система стента с одним профилируемым баллоном на проводнике 0.014" для сокращения времени имплантации.
Специальная система стента не допускает окклюзии боковой ветви и защищает ее устье от повреждения.

Номинальный диаметр стента

Кат. №	Дистальный	Проксимальный	Номинальная длина стента
ZSTB2.50x3.25x1514S	2.50 мм	3.25 мм	15 мм
ZSTB2.75x3.50x1514S	2.75 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.50x1514S	3.00 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.75x1514S	3.00 мм	3.75 мм	
ZSTB3.50x4.25x1514S	3.50 мм	4.25 мм	
ZSTB3.75x4.50x1514S	3.75 мм	4.50 мм	18 мм
ZSTB2.50x3.25x1814S	2.50 мм	3.25 мм	
ZSTB2.75x3.50x1814S	2.75 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.50x1814S	3.00 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.75x1814S	3.00 мм	3.75 мм	
ZSTB3.50x4.25x1814S	3.50 мм	4.25 мм	23 мм
ZSTB3.75x4.50x1814S	3.75 мм	4.50 мм	
ZSTB2.50x3.25x2314S	2.50 мм	3.25 мм	
ZSTB2.75x3.50x2314S	2.75 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.50x2314S	3.00 мм	3.50 мм	
ZSTB3.00x3.75x2314S	3.00 мм	3.75 мм	
ZSTB3.50x4.25x2314S	3.50 мм	4.25 мм	
ZSTB3.75x4.50x2314S	3.75 мм	4.50 мм	

Примерный номер по каталогу: ZSTB3.50x4.25x1814S.