

Совместимые пробирки и адаптеры

(в стандартную поставку не входят)

Тип адаптера	Объем, мл	Размеры пробирок	Max.RCF
6305	4	круглодонные \varnothing 10x88	2817
1058	4-7	\varnothing 13x100 мм для крови/мочи	3461
1054-A	5	круглодонные \varnothing 12x75	2697
	6	круглодонные \varnothing 12x82	
	1,6-5	круглодонные \varnothing 13x75	
	1,1-1,4	\varnothing 8x66 мм для крови/мочи	
	2,6-3,4	\varnothing 13x65 мм для крови/мочи	
	2,7-3	\varnothing 11x66 мм для крови/мочи	
-	4,5-5	\varnothing 11x92 для крови/мочи	3461
	4,9	\varnothing 13x90 для крови/мочи	
	7,5-8,5	\varnothing 15x92 для крови/мочи	
	9-10	\varnothing 16x92 для крови/мочи	
-	10	\varnothing 15x102 для крови/мочи	
-	8	\varnothing 16x125 для крови/мочи	
-	8,5-10	\varnothing 16x100 для крови/мочи	