

Совместимые роторы: **(в стандартную поставку не входят, также дополнительно заказываются подвесы, адаптеры, крышки):**

<i>Кат.номер</i>	<i>Тип ротора</i>	<i>Максимальная емкость</i>	<i>Максимальное значение RPM, об/мин</i>	<i>Максимальное значение RCF, ×g</i>
11201	угловой 45°с крышкой	<b>(2×4/2×8)</b> ×0,2мл ПЦР	14 500	13 163
11202	угловой 45° с крышкой	<b>12</b> ×2,0 мл	14 500	15 279
11204	угловой 45° с крышкой	<b>24</b> ×2,0 мл	14 500	15 279
12205	гематокритный	<b>24 капилляра</b> , 50 мм	14 500	14 574